



2-Point padded hip belt

Owners manual

This manual contains important information about this product.
Please pass it to the final user upon delivery.

Ceinture coussinée

Manuel d'utilisation

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

ENGLISH

Physipro Inc. is delighted to have you among its clients. We sincerely wish to thank you for the trust you have shown in our company by choosing one of our products. This user manual has been designed to allow the client to use the **2-point padded hip belt**, a Physipro Inc. product, safely in an optimal way. For all adjustments and settings, Physipro Inc. strongly recommends you consult a qualified professional. Physipro Inc. provides you with specific verifications you should perform on a regular basis in order to optimize the performance of your **2-point padded hip belt** and extend its operational life. Physipro Inc. relieves itself from any liability should any bodily injury or property damage result from a lack of care or misuse or from any modification made to the product without prior written consent of the company.

For Physipro Inc., your satisfaction remains a priority.

Safety Rules

Do not use this equipment without having read and understood this user manual in its entirety. This manual includes critical information intended to ensure the safety of the user.



Physipro recommends that a clinician such as a doctor or therapist experienced in seating and positioning be consulted to determine if a cushioned belt is appropriate.



This product should be installed and fitted by a qualified rehab technician.



Ensure that the 2-point padded hip belt is worn tightly fitted at all times. A loose belt may cause the user to slip down and create risk of strangulation.



Accidental release of the 2-point padded hip belt can occur and cause the user to fall forward. If the user's movements or cognitive abilities could lead to accidental release, a healthcare professional should be present during the utilisation of these products.



The healthcare professional should regularly check for skin redness especially around bony prominences. If the user's skin develops redness, discontinue the use of this product immediately and see a doctor or therapist.



Ensure that the healthcare professional knows how to fasten and unfasten. Failure to do so may delay release in an emergency.



This product is NOT intended for transit transportation or as a personal restraint device. The 2-point padded hip belt should only have positioning purpose in the wheelchair. Misuse of this product is unauthorized and may occur in damage or injury.


2-point padded hip belt adult and pediatric sizes SC7540 and SC7545 (plastic buckle) SC7541 and SC7546 (metal buckle)

This 2-point padded hip belt allows pelvic alignment.


As it is fitted with Neoprene panels, it distributes pressure while protecting bony parts.

2-point padded hip belt installation principle

At each end, the belt is fitted with anchor plates. These can be installed screwed on a hard plate or simply drilled on tubes. (drill a 6 mm M5 screw).



A pre-adjustment can be done with the belt clips and final adjustments are made with the velcro. Velcro is much appreciated when frequently changing more cumbersome clothes like thick outerwear.




ENGLISH


Belt SC7696 clip

The belt clips allow firmly fitting strap ends without needing to drill the frame.

The clips fit on 1 inch (2.5 cm) wheelchair tubes.



2-point padded hip belt selection guide



	A	B	C	Maximal length
Child	7 in	3 in	1,5 in	29 in
Adult	9 in	3 in	2 in	50 in

Warranty

This product is covered with our twelve (12) month manufacturer's warranty. It includes parts and labor on manufacturer's defects, optional parts, and all new parts replaced by your dealer or an authorized establishment from the date of delivery or replacement.

Physipro Inc. will repair or replace the defective parts as long as the warranty is valid. You will have to contact Physipro Inc. or an authorized dealer to obtain your warranty services. Do not return your belt without prior consent. If you are not satisfied with the repairs, please send us a written complaint with your dealer's name, address and delivery date to the address on this manual cover.

Exclusions and Limitations

This warranty does not apply to products that were intentionally or accidentally altered, misused, neglected or did not have the proper maintenance. Furthermore, this warranty does not apply if repairs or modifications were done without written consent from Physipro Inc., or an authorized dealer. The same restrictions apply if any other kind of damages were done without Physipro Inc. involvement. This warranty will not apply for everyday use or failure to respect the rules in this manual.

Physipro Inc. will not take any responsibility for damages incurred during shipping.

Les Équipements adaptés Physipro Inc.

L'entreprise Physipro Inc. est fière de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits. Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser la ceinture coussinée, un produit Physipro Inc., en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à un professionnel reconnu. Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit. ***Pour Physipro Inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.***

Règles de sécurité

Ne pas utiliser cet équipement sans avoir bien lu et compris le présent manuel d'utilisation dans sa totalité. Celui-ci renferme des informations indispensables qui permettent d'assurer la sécurité de l'utilisateur.



Physipro recommande la consultation d'un professionnel de la santé afin de déterminer si les ceintures coussinées sont appropriées.



Physipro recommande que l'installation d'une ceinture coussinée soit effectuée par un professionnel de la santé.



La ceinture coussinée doit être ajustée selon les directives de ce manuel en tout temps. Une ceinture détendue peut occasionner le glissement de l'utilisateur et par conséquent un risque d'étranglement. Faites appel à votre professionnel de la santé pour connaître les bonnes pratiques d'utilisations.



L'ouverture inattendue des boucles de plastique peut engendrer la chute de l'utilisateur. Si les habiletés cognitives et/ou mouvements de l'utilisateur peuvent provoquer l'ouverture des boucles de plastiques, le thérapeute doit être présent en tout temps lors de l'utilisation.



La ceinture coussinée doit être essayée avant tout usage prolongé. Afin d'éviter l'apparition de rougeurs dues à des points de pression, il est nécessaire de vérifier régulièrement si des rougeurs apparaissent au niveau des différentes zones critiques de pression, notamment autour des protubérances osseuses. Ne pas considérer cet avertissement pourrait provoquer des blessures graves à l'utilisateur.



S'assurer que les intervenants sont bien à l'affût du fonctionnement de la ceinture coussinée. Si une urgence survient, l'intervenant doit être en mesure de détacher la ceinture coussinée rapidement.




Ce produit a pour objectif de positionner l'utilisateur dans son fauteuil roulant. La ceinture coussinée ne doit être en AUCUN cas utilisé comme ceinture de sureté pour le transport on encore pour retenir l'utilisateur. Toute utilisation inadéquate ou pouvant provoquer des blessures graves à l'utilisateur est interdite.

Ceinture coussinée adulte et pédiatrique SC7540 et SC7545 (boucle plastique) SC7541 et SC7546 (boucle métal)


Cette ceinture coussinée permet d'aligner le bassin.
Munie de plastrons de Néoprène, elle assure une répartition de la pression exercée tout en protégeant les parties osseuses.

Principe d'installation de la ceinture coussinée

La ceinture est munie, à chacune de ses extrémités, de plaques d'ancrages. Celles-ci peuvent être installées vissées sur une plaque rigide ou tout simplement percées aux tubes. (perçage 6 mm vis M5).




Un pré-réglage se fait grâce aux barrettes d'ajustement et le réglage final par velcro. Le velcro est apprécié lors de changements fréquents de vêtements plus encombrants tels que les vêtements d'extérieur épais.



Attache pour ceinture SC7696

Les attaches pour ceinture permettent de fixer les extrémités des sangles fermement sans avoir besoin de percer le châssis.

Les attaches se fixent sur les tubes de fauteuil d'une grosseur 1 pouce (2,5 cm).

**Guide de sélection de la ceinture coussinée**

	A	B	C	Longueur maximale
Enfant	7 po (18 cm)	3 po (7,5 cm)	1,5 po (4 cm)	29 po (74 cm)
Adulte	9 po (23 cm)	3 po (7,5 cm)	2 po (5 cm)	50 po (127 cm)

GARANTIE

La ceinture coussinée est couverte par une garantie sur pièces et main d'oeuvre pour une période de douze (12) mois contre tout défaut de fabrication sur les composantes optionnelles et les pièces neuves remplacées par le fournisseur ou par un établissement autorisé, et ce, à compter de la date de livraison ou, le cas échéant, de la date de remplacement. Les Équipements adaptés Physipro Inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant toute la période de garantie. Pour bénéficier du service de garantie, contactez Les Équipements adaptés Physipro Inc. ou un établissement autorisé. Ne retournez pas ce produit sans consentement préalable. Dans le cas où le service serait considéré insatisfaisant, vous pouvez faire parvenir vos commentaires à l'adresse inscrite dans ce document, accompagné du nom et de l'adresse du fournisseur et de la date de livraison du produit.

Exclusions et limitations

La présente garantie ne s'applique pas aux produits altérés accidentellement ou intentionnellement, aux produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence, d'un mauvais entretien ou d'un mauvais entreposage. De plus, cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Les Équipements adaptés Physipro Inc. ou d'un établissement autorisé. Les mêmes restrictions s'appliquent lors d'un endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Les Équipements adaptés Physipro Inc. Enfin, cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale des pièces ou au non-respect des indications mentionnées dans le présent document.

Les Équipements adaptés Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport.



PHYSIPRO

www.physipro.com

Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

1 800 668-2252
info@physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

02 41 69 38 01
contact@physipro.fr