



RIGID SEAT

Owner's Manual

This booklet contains important information about this product.
Please give to the owner upon delivery.

SIÈGE RIGIDE

Manuel d'utilisation

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Veuillez remettre à l'utilisateur à la livraison.

ENGLISH**INTRODUCTION**

Physipro Inc. is proud to count you among its customers and would like to thank you for the confidence you have shown by purchasing our product.

This owner's manual was created to provide you with all the information needed to allow you to use our product in a safe and optimal way. For all adjustments and settings, we strongly recommend you contact your distributor.

Physipro Inc., relieves itself of all liability should physical injury or property damage occur due to the lack of maintenance or misuse of our product, or from modifications made to the product without the prior written consent of Physipro Inc.

PRODUCT INFORMATION

Date of purchase: _____

Supplier: _____

Address: _____

Telephone: _____

The product presented in this manual may not be an exact representation of your product. However, the instructions provided in this manual are still valid.

Physipro Inc. reserves the right to modify or change this manual without notice.

TABLE OF CONTENT

DESCRIPTION.....	3
COMPOSITION.....	3
RECOMMENDATIONS.....	3
WARNINGS	3
INSTALLATION	4
MAINTENANCE.....	5
WARRANTY.....	6
FRANÇAIS	7

DESCRIPTION

The rigid seat counteracts pelvic tilt by improving stability and enabling better control of lower limbs. Available in different shapes and sizes.



Installation on original
wheelchair canvas



Installation on rigid
plate

COMPOSITION

ABS or Aluminium

RECOMMEDATIONS

Upon receipt of your rigid seat, an inspection must be made to ensure the product safety.

- Before use, it is important to verify the quality and condition of the rigid seat and its components.
- Physipro Inc. recommends that a health care professional such as a doctor or therapist, experienced in seating and positioning, be consulted to determine and install the required seating system and make any necessary adjustments.

It is also recommended to consult your doctor or therapist in the month following the installation of a new rigid seat to make sure it is efficient.

WARNINGS



- Always use the provided mounting hardware to install your rigid seat. All basic brackets and all four mounting hooks must be used to securely attach the rigid seat to the wheelchair.
- Never install the rigid seat on a wheelchair that was not specifically designed to be used with this type of seat.
- Installing a new product on a wheelchair may affect the wheelchair's center of gravity and may cause the wheelchair to become unstable. To ensure optimal stability of your wheelchair after the addition of a new component, always assess for the potential need for anti-tips or amputee axle adapter brackets to be added or adjusted.
- Crash tests have not been conducted on this product and even if the mobility aid in which it is installed has obtained the ISO-717619, it will not be maintained.

ENGLISH

INSTALLATION

Installation instructions for seat mounting system



1. Firmly press bracket **C** to the rigid seat plate.
2. Place bracket anchor **D** over bracket **C**.
3. Insert screw **A** through washer **B** and seat plate slot and then tighten nut **E** firmly.
4. Repeat process 1 to 3 for all mounting hooks.



Note - It is important to align and level the brackets on left and right side, both horizontally and vertically.


Installation of mounting hooks on brackets

1. Align seat mounting hook **A** to bracket **B** and make the necessary adjustments.
2. Insert M5 screw **C** through hook and bracket slot and washer **D**, and then assemble with nut **E**.
3. Tighten firmly.
4. Repeat process 1 to 3 for all mounting hooks.




Installation of clicket seat latch to seat tube

1. Unscrew the clamping screw **A** of the clicket seat latch.
2. Place the clamps of the clicket seat latch **B** on both sides of seat tube.
3. Reinsert clamping screw **A** and tighten nut **C** firmly.
4. Repeat process 1 to 3 for the second clicket seat latch.



Installation of clicket seat latch to seat tube

1. Unscrew the clamping screw **A** of the clicket seat latch.
2. Place the clamps of the clicket seat latch **B** on both sides of seat tube.
3. Reinsert clamping screw **A** and tighten nut.



MAINTENANCE

The rigid seat can be cleaned with warm water and a mild liquid cleaner and then wiped dry with a clean cloth.

Storage

The rigid seat must be stored in a dry and secure area.

Life span

The estimated life span of the Rigid Seat is three (3) years.

Disposal of Medical Devices

Do not burn or throw away medical devices outside of designated areas.

ENGLISH

WARRANTY

The warranty period for the parts and components of the Rigid Seat is 12 months.

This limited warranty covers defects in material and workmanship on all the standard or optional parts and components of this product, from the date of shipment, for the duration stated above.

Parts and components that are replaced or repaired under one of these warranties will remain subject to the warranty for the remainder of the warranty period. Physipro Inc. agrees to repair or replace, free of charge, any defective part or component for the full duration of the warranty period.

This warranty does not apply to:

- a) Products that were misused, neglected or have not been maintained and stored in accordance with the recommendations of the manufacturer.
- b) Products that were intentionally or accidentally altered, or products that have been damaged through repairs or modifications made without the prior written consent of Physipro Inc. or of an authorized retailer.
- c) Normal wear and tear or damages caused by the user such as punctures, tears, or burns.

Warranty service

If a defect is detected during the warranty period, please contact the retailer from whom you purchased your Physipro Inc. product as soon possible. Please refrain from using your product until an inspection has been made by a qualified technician.

In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Physipro Inc. at the address listed below or send us an e-mail at **order@physipro.com**, please include the retailer's name and address, a brief description of the defect, the invoice date, and the products serial number, if applicable. DO NOT RETURN product prior to receiving a written return authorization from Physipro Inc.

The defective unit or parts must be returned for warranty inspection within thirty (30) days of the return authorization date at the following address:

Physipro Inc.

370, 10th Avenue South, Sherbrooke, Quebec, J1G 2R7

Exclusions and limitations

Compliance with the safety precautions and recommendations mentioned in this manual is crucial to avoid injury to the user or other persons. Inadequate or inappropriate adjustments will increase the risk of accident. It is important to thoroughly read the manual before making any adjustments. Physipro Inc. will not be held responsible for bodily injury or property damage caused by misuse or incorrect adjustments made to its product by an unqualified person.

Physipro Inc. disclaims all liability for damages that occur during transportation or are the result of situations beyond its control.

The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other expressed warranties.

INTRODUCTION

Physipro Inc. est fier de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre produit en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à votre distributeur.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Pour Physipro Inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Date d'achat : _____

Distributeur : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Il se peut que le produit présenté dans le présent manuel ne soit pas une représentation exacte du produit que vous avez en main. Cependant, les instructions fournies dans le présent manuel sont néanmoins valides pour votre produit.

Physipro Inc. se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION8

COMPOSITION.....8

RECOMMANDATIONS 8

AVERTISSEMENTS 8

INSTALLATION 9

ENTRETIEN10

GARANTIE11

DESCRIPTION

Le siège rigide est utilisé pour contrer l'obliquité du bassin en favorisant sa stabilité, permettant un meilleur contrôle sur les membres inférieurs. Différentes formes et formats sont offerts.



Installation sur le canevas original du fauteuil roulant



Installation sur une plaque rigide

COMPOSITION

ABS ou Aluminium

RECOMMANDATIONS

Lors de la réception du siège rigide, des vérifications doivent être faites afin d'en assurer une utilisation sécuritaire :

- Avant utilisation, il est important de vérifier la qualité et la condition du siège rigide et de ces composants;
- Physipro Inc. recommande de consulter un professionnel de la santé, tel qu'un médecin ou un ergothérapeute, expérimenté dans l'assise et le positionnement, afin de déterminer et d'installer le système d'assise requis et de procéder aux ajustements nécessaires.

Il est recommandé de consulter votre médecin ou thérapeute dans le mois suivant l'installation d'un nouveau siège rigide afin d'assurer son efficacité.


AVERTISSEMENTS

- Utiliser toujours la quincaillerie fournis avec le siège rigide pour l'installation. Ne jamais négliger la fixation d'une équerre sur le siège et toujours utiliser les quatre ancrages prévus pour l'installation sur le fauteuil;
- Ne pas installer le siège rigide sur un fauteuil roulant n'étant pas prévue pour cela;
- Installer un nouveau produit sur un fauteuil roulant risque de changer le centre de gravité de celui-ci, pouvant ainsi entraîner un risque de blessure. Toujours vérifier si des dispositifs d'anti-basculement ou d'adaptateurs d'essieux pour amputés doivent être ajoutés ou ajustés pour assurer la stabilité du fauteuil;
- Les tests de collision n'ont pas été effectués sur ce produit et même si l'aide technique à la mobilité sur laquelle il est installé a obtenu ISO-717619, l'ISO ne sera pas maintenue.

INSTALLATION

Installation des ancrages sur la plaque de siège


1. Bien appuyer l'ancrage **C** sur la plaque de siège;
2. Déposer l'ancrage d'équerre **D** sur l'équerre **C**;
3. Assembler la vis **A**, la rondelle **B** et l'écrou **E**.
Bien visser le tout;
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les trois autres équerres.



Note : S'assurer de placer les quatre ancrages sur l'équerre horizontalement et verticalement.

Installation des crochets sur les ancrages


1. Bien aligner le crochet d'ancrage **A** contre l'équerre **B** et choisir l'ajustement désiré;
2. Insérer les vis M5 **C** et assembler avec la rondelle **D** et l'écrou **E**;
3. Visser fermement ensemble;
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les trois autres crochets.



FRANÇAIS


Installation des stabilisateurs à cliquet sur les tubes du siège

1. Dévisser la vis **A** du stabilisateur;
2. Prendre en mâchoire le tube d'assise à l'aide du stabilisateur à cliquet **B**;
3. Resserrer la vis **A** avec l'écrou **C**;
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour le second stabilisateur.



Installation de la plaque rigide sur les tubes

1. Appuyer sur le cliquet afin de l'ouvrir;
2. Aligner la plaque assemblée sur les tubes;
3. Une fois la plaque déposée au bon endroit, refermer les cliquets;
4. S'assurer que l'assemblage final est stable et bien aligné.



ENTRETIEN

Le siège rigide peut être nettoyé avec de l'eau tiède et un nettoyant doux et essuyer avec un chiffon propre.

Entreposage

Le siège rigide doit être entreposés dans un endroit sécuritaire et sec.

Durée de vie

La durée de vie estimée de siège rigide est de trois (3) ans.

Élimination des dispositifs médicaux

Ne pas brûler ou jeter des dispositifs médicaux en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

La période de garantie des pièce(s) et composante(s) du siège rigide est 12 mois.

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre contre tout défaut de fabrication sur les pièces et composantes de base et optionnelles de ce produit, pour les durées indiquées ci-dessus, et ce, à compter de la date d'expédition.

Les pièces et les composantes faisant l'objet d'une réparation ou d'un remplacement en application de l'une de ces garanties demeurent assujettis à celle-ci pour la durée restante de la garantie.

Physipro Inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais durant toute la période de garantie.

Physipro Inc. ne couvre pas :

- Les produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence ou qui n'ont pas été entretenus, ni entreposés conformément aux recommandations du fabricant.
- Les produits altérés accidentellement ou intentionnellement ou les produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Physipro Inc. ou d'un établissement autorisé.
- L'usure normale des pièces ou tout dommage causé par l'utilisateur tel que des déchirures ou des brûlures.

Pour le service de garantie

En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Le produit ne doit pas être utilisé ou modifié avant l'inspection du réparateur désigné.

Dans le cas où vous ne recevez pas un service satisfaisant, s'il vous plaît écrivez directement à Physipro Inc., à l'adresse écrite ci-dessous ou par courriel à **info@physipro.com**, veuillez inclure le nom et l'adresse du fournisseur, une courte description du défaut, la date de facturation ainsi que du numéro de série du produit, s'il y a lieu. Ne retournez pas ce produit sans avoir obtenus l'autorisation de retour écrite par Physipro Inc.

Les pièces ou unités défectueuses doivent être retournées pour inspection dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour à l'adresse suivante :

Physipro Inc.

370, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7

Exclusion et Limitation

Le respect des précautions et recommandations de sécurité mentionné dans ce manuel est primordial afin d'éviter toutes blessures à l'utilisateur et à autrui. Le réglage inadéquat ou erroné augmente les risques d'accident. Avant de procéder aux réglages, il est important de lire attentivement l'ensemble du contenu de ce manuel. Physipro Inc. ne sera pas tenu responsable de dommages corporels ou matériels découlant d'une mauvaise utilisation ou de réglages non professionnels.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport ou l'endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Physipro Inc.

La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie exprimée.



PHYSIPRO®

www.physipro.com



Canada

LES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
order@physipro.com



Europe

Importateur :
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr