

axis^{MC}

PHYSIPRO

Adjustable tension backrest
Dossier à tension réglable



Owners Manual

Read this manual carefully before using the product for the first time.
Keep this manual for future reference.

Manuel d'utilisation

Lire attentivement ce manuel avant la première utilisation du produit.
Conservez le manuel pour usage ultérieur.



PHYSIPRO

www.physipro.com

Thank you!

You have just acquired a high-quality product, proudly made in Canada by skilled technicians. We hope it meets your expectations. If you have any questions regarding its use, maintenance, or features, please do not hesitate to contact us at order@physipro.com.

For Physipro Inc., your satisfaction is our highest priority.

Notice

This user manual has been designed to allow the client to use the Axis Backrest, a Physipro Inc. product, safely in an optimal way. For all adjustments and settings, Physipro Inc. strongly recommends you consult a qualified professional. Physipro Inc. provides you with specific verifications you should perform on a regular basis in order to optimize the performance of your Axis Backrest and extend its operational life.

Liability

Physipro Inc. relieves itself from any liability should any bodily injury or property damage result from a lack of care, misuse or from any modification made to the product without prior written consent of the Company.

Product Information

Date of purchase:

Distributor:

Address:

Telephone:

Notes:

References

Reference #

Canada-D5224/DW5224/DF5224

Europe-D5229/ DW 5229/DF5229

DM Class : I

HIBC Basic UDI-DI : ++G094PHYBACKRESTNV

EMDN Code : Y180980

Condition : sold individually



About us

Physipro is a leader in designing and manufacturing complex rehabilitation technology products. We are committed to developing more effective aids, devices, and equipment for maximum comfort and greater freedom. Physipro's product line is the result of more than 35 years of experience perfecting this fusion of custom and off-the-shelf products.

"At Physipro, our focus has always been on the individuals for whom we create our products".

Mario Ouellette, CEO

Warning-Read This Manual

Do not use this backrest without reading and understanding this user manual. If you are unable to understand the warnings, cautions and instructions, please contact one of our sale representatives in your local region as detailed on our website at www.physipro.com.



Made in Canada with Canadian and imported parts.

Table of Contents

1. Safety Rules.....	p.2
2. Description.....	p.2
3. Composition.....	p.2
4. Technical specifications.....	p.3
5. Installation.....	p.4
6. Lateral support (option).....	p.4
7. Maintenance.....	p.6
8. Warranty.....	p.7
9. Français.....	p.9.

The product presented in this manual may not be an exact representation of your product.

However, the instructions provided in this manual are still valid. Physipro Inc. reserves the right to modify or change this manual without notice.

1. Safety Rules

- Do not use this equipment without having read and understood this user manual in its entirety. This manual includes critical information intended to ensure the safety of the user and the individuals who handle the wheelchair.
- Installing a back support on a wheelchair may affect the center of gravity of the wheelchair and may cause the wheelchair to tip backwards, potentially resulting in injury. Always assess for the potential need for antitippers or amputee axle adapter brackets to be added to the wheelchair to help increase stability.
- Do not use the Axis Backrest to push or lift wheelchair. Improper use may cause the backrest to unexpectedly detach from the wheelchair.
- Do not use the Axis Backrest cover or straps to lift wheelchair

2. Description

The Axis adjustable tension backrest offers superior back support and comfort. Characterized by its unilateral strap system, the Axis backrest conveniently enables continuous and precise adjustments in order to ensure better support for individuals with progressive chronic diseases.

This class 1 medical device meets the requirements of California 116 & 117, NFPA 701, CE marking and NF EN1021-1, EN1021-2 norms.

3. Composition

Padding

Neocore 1", viscose 1/2"

Covers

Standard: Oxford and Triptex U

Velcro Surface: Oxford and Velcro Loop Fabric (optional)

StayClean Cover: 11" of Startex, Oxford, Triptex U (optional)

Mounting system

Nylon straps, buckles and screws




Figure 1

Features a unilateral strapping system fixed to the backpost.

It offers optional inhibition mechanism that favours customization true to a perfect back support.

A choice of laterals that can be set in three different directions in a straight or profiled way favours global trunk support.

Figure 1 (page 2).

4. Technical Specifications

Sizes associated with the backrest

Wheelchair width

14" to 24" (355,6 mm-609 mm)

Nominal width

14" to 24" (355,6 mm-609 mm)

Available in the following nominal heights

14" to 24" (355,6 mm-609 mm)

5. Recommendation and Installation

To ensure protection, optimal comfort, and to extend the product's lifespan, the following precautions should be observed:

- Loose-fitting cotton clothing, preferably without seams in pressure areas, is recommended;
- Before use, allow the backrest to reach room temperature to avoid discomfort due to heat or cold;
- Ensure there are no foreign objects (crumbs, debris, etc.) on the surface of the backrest;
- Clean regularly and periodically inspect the condition of the backrest components;
- It is important that the backrest is appropriately sized for the user and their wheelchair. Otherwise, the benefits of the backrest may be reduced or eliminated;
- The backrest and its cover must be dimensionally compatible and used as described in this manual. A lack of compatibility between the cover and the backrest may reduce or cancel the backrest's performance and increase the risk of skin injuries. The user may also end up in an unstable position and/or fall;
- Avoid prolonged moisture contact with the foam. Do not expose the backrest to extreme heat or cold. Never place it near an open flame.
- Do not place other products or materials (unless specified in this manual) under your backrest or between the user and the backrest. The user may end up in an unstable position and/or fall;
- Always check and position the backrest according to the orientation indicators marked on the backrest and the cover. Proper positioning is essential to ensure maximum comfort and effective pressure relief;
- Crash tests have not been conducted on this backrest. Even if the mobility aid it is installed on has passed ISO-7176-19, this ISO compliance will no longer apply;
- Before use, it is important to check the quality and condition of the backrest components. Refer to the Maintenance Checklist on page 6;
- Physipro Inc. backrests are intended exclusively for use on a mobility aid (manual or power wheelchair);
- Always use the hardware provided to install the backrest;
- Before installation, verify the dimensional compatibility between the backrest and the width of the wheelchair.
- Do not place towels, folded sheets, or any other material between the user and the backrest, as this may reduce or cancel the backrest's performance and increase the risk of skin injuries;

The backrest must be trialed before any prolonged use. To prevent the appearance of redness caused by pressure points, we recommend making small position shifts as often as possible. It is also necessary to regularly (at least once per day) check your skin for any redness, especially around bony prominences and the underarm area. If redness or skin discoloration is observed, discontinue use of the backrest immediately. If the discoloration does not disappear within thirty (30) minutes, consult a healthcare professional right away.

Be aware that no backrest can replace good skin hygiene, a proper diet, and frequent changes of position.

Note:

It is recommended to consult your therapist within one month of installing a new backrest to ensure its effectiveness.

Installation of the Axis Backrest

1. Evenly position the straps by wrapping their Velcro ends around the backrest posts on each side (see figures 2 and 3).




Figure 2

2. Pull the handles to adjust the strap tension as desired (see figure 2).

3. Install self-locking ties through the eyelets at the bottom of the backrest to ensure consistent tension. Position the cushion in its correct orientation. Pass the small Velcro flap over the upper strap and press firmly to secure it in place.




Figure 3

4. Cover the straps and backrest posts with the aesthetic flap. Press firmly along the edges of the flap to ensure they adhere to the Velcro on the posts and the section between the eyelets. Then, press the cushion against the straps.

6.Lateral Installation (optional)

Install the anchoring mechanisms at a predetermined height by tightening the clamp with a 4mm Allen key (Figures 4).




Figure 4

Screws A are used for the final height and depth adjustments.
 Screw B is used for the angle and thorax adjustments.
 Screws C are used for the width adjustment (figure 5).

Note: Use the right screw length that fit the backposts size.




Figure 5

6.1 Installing the cover on the lateral thoracic support

Unfasten both zippers to fully expand the opening of the cover. (Figure 6.1)




Figure 6.1

Start inserting the cushion by the top of the lateral. (Figure 6.2)




Figure 6.2

Push down while making sure the cover opening passes around the lateral by making a downward rotating movement. (Figure 6.3)




Figure 6.3

Fasten both zippers when cover is properly positioned. (Figure 6.4)




Figure 6.4

6.2 Axis Strapping System (optional)

1) Install the anchor mechanisms at a predetermined height by tightening the jaw with a 4mm Allen key. (Figures 7 and 8)




Figure 7

2) Change the fastener angles to adjust the strap depth with screw D. (Figure 8)




Figure 8

3) Tighten the strap by pulling part E.

Note: It is preferable to pass the strap under the loop behind the cushion.

7. Maintenance

The maintenance of the Axis backrest is essential; therefore you will extend its lifetime and ensure its safety. Physipro recommends that the Axis backrest be checked for wear and tear every 6 months. Make sure that the laterals are fastened properly when receiving and verify it each week. Do not continue to use the system after identifying loose or broken components.



Machine wash
max. 30 °C (122°F)



Do not iron



Do not use
chlorine-based bleach



Do not dry clean

Cleaning

Outer cover

Wipe down the outer cover with a soft cloth, warm soap and water. The outer cover can be machine washed in warm water on a gentle cycle. Air dry the outer cover.

Straps assembly

Wipe down strap assembly as needed using light soap and warm water. Do not machine wash.

Note

- Remove the foam from inside the cover prior to machine washing;
- The foam core may be washed by hand with light soap and water.

Maintenance Checklist

Upon receiving your backrest, it is important to complete all the inspections listed below to ensure the proper function and condition of the backrest and mounting hardware.

Maintenance Checklist	Weekly	Monthly
Backrest: Check backrest and straps for any signs of wear		✓
Lateral Supports: <ul style="list-style-type: none"> • Verify the solidity of mounting clamps • Check lateral supports for any signs of wear 	✓	✓

Life Span

The estimated life span of your backrest is three (3) years, depending on the user and how the product is used, under normal use conditions.

Storage

Backrest must be stored in a dry and secure area.

Disposal of Medical Device

Do not burn or throw away medical devices outside of designated areas.



WARNINGS

Never store backrest in direct sunlight or leave it exposed to excessive humidity or heat.

Never place backrest near sharp objects or in an area where it may be struck by an object.

8.Warranty

The Axis backrest, a product of Physipro inc., is covered with our twenty-four (24) months manufacturer's warranty. It includes parts and labor on manufacturer's defects, optional parts, and all new parts replaced by your dealer or an authorized establishment from the date of delivery or replacement.

Physipro inc. will repair or replace the defective parts as long as the warranty is valid. You will have to contact Physipro inc. or an authorized dealer to obtain your warranty services.

Do not return your backrest without prior consent. If you are not satisfied with the repairs, please send us a written complaint with your dealer's name, address and delivery date to the address on this manual cover.

Exclusions and limitations

This warranty does not apply to products that were intentionally or accidentally altered, misused, neglected or did not have the proper maintenance. Furthermore, this warranty does not apply if repairs or modifications were done without a written consent from Physipro inc., or an authorized dealer. The same restrictions apply if any other kind of damages were done without Physipro inc. involvement. This warranty will not apply for everyday use or failure to respect the rules in this manual.

Physipro inc. will not take any responsibilities for damages incurred during shipping.

Terms and Conditions

The seat cushions and backrests are reserved exclusively for use on mobility aid (manual or power wheelchairs) Physipro will not be held responsible for any misuse of the product. Crash tests have not been conducted on these products and even if the mobility aid in which it is installed has obtained the ISO-717619, it will not be maintained. The respect of the safety instructions mentioned in this manual is essential to avoid injury. Improper or inadequate adjustment increases the risk of accident. Before making adjustments, it is important to read the entire contents of this manual. Physipro will not be held responsible for misuse or non professional adjustment. The product presented in this manual may not be an exact representation of the product you have on hand. The instructions in this manual are still valid for your product. Physipro reserves the right to modify or change this manual without notice.

If you have any question, please contact us:
1 800 668-2252, order@physipro.com

Physipro Inc.
370, 10e Avenue South,
Sherbrooke, Quebec, J1G 2R7

Nous vous remercions

Vous venez d'acquérir un produit de haute qualité, fièrement fabriqué au Canada par des techniciens qualifiés. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Si vous avez des questions concernant son utilisation, son entretien ou ses caractéristiques, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : order@physipro.com.

Pour Physipro Inc. votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

Introduction

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre produit en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à votre distributeur.

Responsabilité

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Information sur le produit

Date d'achat:

Distributeur:

Adresse:

Téléphone:

Notes:

Références

Référence #

Canada-D5224/DW5224/DF5224

Europe-D5229/ DW 5229/DF5229

DM Classe I

HIBC Basic UDI-DI : ++G094PHYBACKRESTNV

EMDN Code : Y180980

Condition : vente individuelle



À propos de nous

Physipro se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d'aides techniques à la posture et à la mobilité. Depuis plus de 35 ans, nous avons su répondre aux besoins de nos clients en offrant une gamme de produits hautement personnalisables, à la fine pointe de la technologie.

"Nous avons toujours misé sur la personnalisation de nos produits, ce qui nous engage à garder une ouverture constante aux moindres besoins de nos clients.

Mario Ouellette, CEO

Attention-À lire avant utilisation

N'utilisez pas ce dossier sans avoir lu et compris le présent manuel d'utilisation. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les mises en garde ou les instructions, veuillez contacter l'un de nos représentants des ventes dans votre région, tel que précisé sur notre site web à l'adresse www.physipro.com



Conçu et fabriqué au Canada avec des composants importés.

Table des matières

1. Règles de sécurité.....	p.10
2. Description.....	p.10
3. Composantes.....	p.10
4. Spécifications techniques.....	p.11
5. Recommandations et installation..	p.11
6. Appuis thoraciques (optionnel).....	p.13
7. Entretien et maintenance.....	p.14
8. Garantie.....	p.15

Il se peut que le produit présenté dans le présent manuel ne soit pas une représentation exacte du produit que vous avez en main. Les instructions fournies dans le présent manuel sont néanmoins valides pour votre produit.

Physipro se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

1. Règles de sécurité

- Ne pas utiliser cet équipement sans avoir bien lu et compris le présent manuel d'utilisation dans sa totalité. Celui-ci renferme des informations indispensables qui permettent d'assurer la sécurité de l'utilisateur et des individus mis en contact avec le dossier Axis.
- L'installation d'un dossier sur un fauteuil peut affecter le centre de gravité de ce dernier, causer un basculement et blesser l'utilisateur. Toujours préconiser l'ajout d'anti-basculants ou d'adaptateurs d'essieux pour amputés afin d'améliorer la stabilité.
- Ne jamais utiliser le dossier Axis pour pousser ou soulever le fauteuil. Un usage inapproprié peut entraîner un détachement imprévu du dossier.
- Ne jamais utiliser les sangles du dossier Axis pour soulever le fauteuil.

2. Description

Le dossier à tension réglable Axis offre un confort et un support dorsal supérieur. Caractérisé par son système de courroies unilatérales, il procure un ajustement précis et continu pour les personnes atteintes de maladies chroniques évolutives.

Ce dispositif médical de classe 1 est conforme aux exigences des normes California 116 & 117, NFPA 701, au marquage CE ainsi qu'aux normes NF EN1021-1 et EN1021-2.

3. Composantes

Rembourrage du dossier

Néocore 1" (25,4 mm), Viscose 1/2" (12,7mm)

Housses

Standard: tissus Oxford et Triptex U
 Surface Velcro: tissus Oxford et Velcro mousse (optionnel)
 StayClean: 11" (279,4 mm) de Startex, de tissus Oxford et Triptex U (optionnel)

Ancrages du dossier

Courroies en nylon, boucles et visserie, recouvrement de montants de dossier (optionnel).




Schéma 1

Le dossier est caractérisé par son système de courroies unilatérales qui s'installent facilement et rapidement sur les cannes du fauteuil. Il offre aussi en option des mécanismes d'inhibition qui permettent la personnalisation du support dorsal afin d'obtenir un dossier parfait pour l'utilisateur. Il est aussi possible d'ajouter un ensemble de supports thoraciques réglables sur trois axes (forme droite ou profilée) qui favorisent un maintien global du tronc.

Schéma 1 (page 10).

4. Spécifications techniques

Dimensions associées au dossier

Largeur du fauteuil

10" to 24" (254 mm-609 mm)

Largeur nominale

10" to 24" (254 mm-609 mm)

Hauteur nominale disponible

10" to 24" (254 mm-609 mm)

5. Recommandations et installation

Pour assurer protection, confort optimal et pour prolonger la durée de vie du produit, les précautions ci-dessous devraient être appliquées :

- Avant utilisation, il est important de vérifier la qualité et la condition des composants du dossier, référez-vous à la liste de vérification, page 15;
- Les dossiers de Physipro Inc. sont réservés exclusivement à l'utilisation sur une aide technique à la mobilité (fauteuil à propulsion manuelle ou électrique);
- Utiliser toujours la quincaillerie fournis pour l'installation du dossier;
- Avant l'installation, vérifier la compatibilité dimensionnelle du dossier et de la largeur du fauteuil roulant.

- Ne pas intercaler de serviette, drap plié ou toute autre matériel entre l'utilisateur et le dossier, les performances du dossier pourraient en être réduites ou annulées et le risque de lésions cutanées pourrait augmenter;
- Des vêtements en coton, peu serrés et si possible sans coutures sur les zones d'appuis sont préférables;
- Avant utilisation, laisser le dossier à température ambiante pour éviter un inconfort dû à la chaleur ou le froid;
- Veiller également à l'absence de tout corps étranger (miettes, débris, etc.) sur la surface du dossier;
- Nettoyer régulièrement et inspecter périodiquement la condition des composants du dossier;
- Il est important que le dossier soit d'une grandeur adaptée pour l'utilisateur et son fauteuil, sans quoi, les bénéfices du dossier peuvent être réduits ou éliminés;
- Le dossier et sa housse doivent être compatibles au niveau de leur dimension et doivent être utilisés tel que décrit dans ce manuel. Un manque de compatibilité entre la housse et le dossier pourrait diminuer ou annuler les performances du dossier et le risque de lésions cutanées pourrait augmenter. L'utilisateur pourrait également se retrouver dans une position instable et/ou chuter;
- Éviter les contacts humides prolongés avec la mousse. Éviter d'exposer le dossier au froid ou à la chaleur extrêmes. Ne jamais placer près d'une flamme nue;

- Ne pas placer d'autres produits ou matériaux (sauf tel qu'indiqué dans ce manuel) sous votre dossier ou entre l'utilisateur et le dossier. L'utilisateur pourrait se retrouver dans une position instable et/ou chuter;
- Toujours vérifier et positionner le dossier selon l'indication de l'orientation inscrit sur le dossier et la housse. Le bon positionnement du dossier est essentiel pour assurer un confort maximal et un soulagement de la pression.
- Les tests de collision n'ont pas été effectués sur ce dossier et même si l'aide technique à la mobilité sur laquelle il est installé a obtenu ISO-717619, l'ISO ne sera pas maintenue.
- Le dossier doit être essayé avant tout usage prolongé. Afin d'éviter l'apparition de rougeurs dues à des points de pression, nous vous conseillons d'effectuer des petits changements de position aussi souvent que possible. Il est également nécessaire de vérifier régulièrement (au moins une fois par jour) si des rougeurs apparaissent sur votre peau, notamment autour des protubérances osseuses et dans la zone axillaire. Si des rougeurs ou une décoloration de la peau est observé, arrêtez l'usage du dossier immédiatement. Si la décoloration ne disparaît pas dans les trente (30) minutes, consultez un professionnel de la santé immédiatement. Soyez conscient qu'aucun dossier ne saurait être substitué à une bonne hygiène de la peau, un régime alimentaire adapté et un changement fréquent de position.

Note:

Il est recommandé de consulter votre thérapeute dans le mois suivant l'installation d'un nouveau dossier pour s'assurer de son efficacité.

Installation du dossier Axis

1-Placez uniformément les courroies en enroulant leurs extrémités en Velcro autour des montants de dossier de chaque côté (schémas 2 et 3).




Schéma 2




Schéma 3

2-Tirez les poignées pour régler la tension des courroies tel que désiré (schéma 3).

3-Installez des attaches autobloquantes (Tie Wrap) dans les œillets au bas du dossier pour s'assurer du maintien constant de la tension. Prenez le coussin dans son sens d'installation. Passez le petit rabat à Velcro par dessus la courroie supérieure. Appuyez fermement pour faire adhérer le Velcro.

4-Couvrez du rabat esthétique les courroies et les montants du dossier. Appuyez fermement sur les rebords du rabat afin qu'ils adhèrent au Velcro des montants et de la section entre les oeilletons. Pressez le coussin contre les courroies

6.Installation des appuis-thoraciques (optionnel)

Installer les mécanismes d'ancrage à la hauteur pré-déterminée en refermant la mâchoire à l'aide d'une clé Allen 4 mm. (schéma 4)




Schéma 4

Les vis A servent aux réglages finaux en hauteur et en profondeur.

La vis B permet d'épouser la forme thoracique.

Les vis C servent au réglage latéral.

N.B. Utilisez la bonne longueur de vis selon la grosseur du montant de dossier.




Schéma 5

6.1.Installation de la housse sur l'appui-thoracique

Ouvrir les deux fermetures à glissière pour élargir au maximum l'ouverture de la housse. (schéma 6.1)




Schéma 6.1

Débuter l'insertion du coussin par le haut de l'appui-thoracique. (schéma 6.2)




Schéma 6.2

Appuyer vers le bas et bien passer l'ouverture de la housse autour de l'appui thoracique par un mouvement de rotation vers le bas. (schéma 6.3)




Schéma 6.3

Refermer les deux fermetures à glissière une fois que la housse est bien positionnée (schéma 6.4)




Schéma 6.4

6.2 Installation des mécanismes d'inhibition lombaire et thoracique (optionnel)

Installer les mécanismes d'ancrages à la hauteur pré-déterminée en refermant la mâchoire à l'aide d'une clé Allen 4mm (schéma 4, 5 et 7).




Schéma 7

Modifiez l'angle de l'attache pour ajuster la profondeur de la courroie à l'aide de la vis D (schéma 8).




Schéma 8

Serrez la courroie en tirant la partie E.

N.B. Il est préférable de passer la courroie sous la ganse derrière le coussin.

7. Entretien et maintenance

L'entretien du dossier Axis est essentiel. En l'effectuant de la manière préconisée, vous maximiserez sa durée de vie et son utilisation sécuritaire. Physipro recommande une vérification des sangles du dossier Axis tous les 3 mois afin de repérer tout signe d'usure. N'oubliez pas de faire inspecter votre dossier par un professionnel qualifié deux fois par année. Éliminez toutes souillures (alimentaires et/ ou biologiques) le plus rapidement possible. Ne pas continuer d'utiliser le système si vous avez identifié des composantes desserrées ou brisées.



Lavable à la machine
max. 30 °C (86 °F)



Ne pas repasser



Ne pas utiliser de javelisant
à base de chlore



Nettoyage à sec interdit

Nettoyage

Housse

Essuyez la housse avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. La housse peut être nettoyée à la machine à l'eau tiède avec un détergent doux au besoin. Prenez soin de retirer le rembourrage avant de laver la housse.

Sangles

Essuyez les sangles avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas laver à la machine.

Liste de vérification

Dès la réception de votre dossier, il est important d'effectuer toutes les inspections mentionnées ci-dessous afin de s'assurer du bon fonctionnement et de l'état du dossier ainsi que de la quincaillerie de fixation.

À vérifier	Semaine	Mois
Dossier: Vérifiez le dossier et les courroies pour tout signe d'usure.		✓
Appuis-thoraciques: <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la solidité des ancrages sur les montants Vérifiez l'état des appuis pour repérer tout signe d'usure. 	✓	✓

Durée de vie

La durée de vie estimée de votre dossier est de trois (3) ans, selon l'utilisateur et les conditions d'utilisation normales du produit.

Entreposage

Le dossier doit être entreposé dans un endroit sécuritaire et sec.

Élimination des dispositifs médicaux

Ne pas brûler ou jeter des dispositifs médicaux en dehors des lieux dédiés.



AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer le dossier dans des conditions d'humidité excessive, de chaleur extrême ou dans la lumière directe du soleil.

Ne jamais placer le dossier près d'objets pointus ou dans un endroit où celui-ci pourrait recevoir des coups brusques.

8. Garantie

Les périodes de garantie des pièce(s) et composante(s) du dossier Axis sont les suivantes :

- Dossier : Vingt-quatre (24) mois
- Appuis-thoraciques : Douze (12) mois
- Housse : Six (6) mois

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre contre tout défaut de fabrication sur les pièces et composantes de base et optionnelles de ce produit, pour les durées indiquées ci-dessus, et ce, à compter de la date d'expédition.

Les pièces et les composants faisant l'objet d'une réparation ou d'un remplacement en application de l'une de ces garanties demeurent assujetties à celle-ci pour la durée restante de la garantie.

Physipro Inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais durant toute la période de garantie.

Physipro Inc. ne couvre pas :

- Les produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence ou qui n'ont pas été entretenus, ni entreposés conformément aux recommandations du fabricant.
- Les produits altérés accidentellement ou intentionnellement ou les produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Physipro Inc. ou d'un établissement autorisé.
- L'usure normale des pièces ou tout dommage causé par l'utilisateur tel que des déchirures ou des brûlures.

Pour le service de garantie

En cas de défaut survenant pendant la

période de garantie, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Le produit ne doit pas être utilisé ou modifié avant l'inspection du réparateur désigné.

Dans le cas où vous ne recevez pas un service satisfaisant, s'il vous plaît écrivez directement à Physipro Inc., à l'adresse écrite ci-dessous ou par courriel à order@physipro.com, veuillez inclure le nom et l'adresse du fournisseur, une courte description du défaut, la date de facturation ainsi que du numéro de série du produit, s'il y a lieu. Ne retournez pas ce produit sans avoir obtenu l'autorisation de retour écrite par Physipro Inc. Les pièces ou unités défectueuses doivent être retournées pour inspection dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour à l'adresse suivante :

Physipro Inc.
370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7

Exclusion et limitation

Le respect des précautions et recommandations de sécurité mentionné dans ce manuel est primordial afin d'éviter toutes blessures à l'utilisateur et à autrui. Le réglage inadéquat ou erroné augmente les risques d'accident. Avant de procéder aux réglages, il est important de lire attentivement l'ensemble du contenu de ce manuel. Physipro Inc. ne sera pas tenu responsable de dommages corporels ou matériels découlant d'une mauvaise utilisation ou de réglages non professionnels. Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport ou l'endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Physipro Inc.

La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie exprimée.

Notes:



PHYSIPRO

WWW.PHYSIPRO.COM



Canada

Manufacturing and Head Office-
Usine et siège social

LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke, Québec
J1G 2R7 Canada

T: 1 800 668-2252

F: 819 565-3337

order@physipro.com



Europe

Autorised Representative-Mandataire

S4M EUROPE

59, rue Castellion

01100 Oyonnax-France

contact@s4m-europe.com



Europe

Importer-Importateur

SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs

461, rue Saint-Léonard

49000 Angers-France

T. 02 41 69 38 01

F. 02 4 69 43 32

contact@physipro.fr

