



PHYSIPRO ® MC



ANTI-FALL BED SYSTEM

Owner's Manual

This booklet contains important information about this product.
Please give to the owner upon delivery.

SYSTÈME ANTI-CHUTE

Manuel d'utilisation

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Veuillez remettre à l'utilisateur à la livraison.

INTRODUCTION

Physipro Inc. is proud to count you among its customers and would like to thank you for the confidence you have shown by purchasing our product.

This owner's manual was created to provide you with all the information needed to allow you to use our product in a safe and optimal way. For all adjustments and settings, we strongly recommend you contact your distributor.

Physipro Inc., relieves itself of all liability should physical injury or property damage occur due to the lack of maintenance or misuse of our product, or from modifications made to the product without the prior written consent of Physipro Inc.

For Physipro Inc., your satisfaction is our highest priority.

PRODUCT INFORMATION

Date of purchase: _____

Supplier: _____

Address: _____

Telephone: _____

The product presented in this manual may not be an exact representation of your product. However, the instructions provided in this manual are still valid.

Physipro Inc. reserves the right to modify or change this manual without notice.

TABLE OF CONTENT

DESCRIPTION.....	3
COMPOSITION.....	3
RECOMMENDATIONS.....	4
WARNINGS.....	4
INSTALLATION.....	5
MAINTENANCE.....	6
WARRANTY.....	7
FRANÇAIS.....	9

ANTI-FALL BED SYSTEM


The Anti-Fall Bed System prevents the user from falling out of bed and reduces the risk of bedrail entrapment. Three anti-fall cushions placed on either side of the bed, create a comfortable barrier between the user and the edge of the mattress. Cushions can be positioned at a 45 or 90 degree angle depending on the postural needs of the user.

Made with hospital quality fabric that is fluid proof, antimicrobial, hypoallergenic and flame retardant.

This system is intended for use on mattress with a maximal width of 38" (96 cm).

This item meets the requirements of California 116 & 117, NFPA 701, CE marking and NF EN1021-1, EN1021-2 norms.

COMPOSITION



Cushion

- Firm urethane

Cushion cover

- Fabric: Startex
- 2" (5 cm) Velcro "hook" bands (3 bands on each velcro surface)
- Waterproof zipper

Velcro fabric

- Fabric: Startex
- 2" (5 cm) Velcro "loop"
- 36" x 80" (91 cm x 203 cm)

Straps

- 2" (5 cm) Nylon webbing
- 2" (5 cm) Plastic buckles

RECOMMENDATIONS

Before use, verify the quality and condition of the anti-fall bed system components.

To ensure your bed system provides optimal protection and comfort and to extend your product lifespan, the following precautions should be applied.

- The anti-fall bed system must be installed on a mattress of no more than 38" (96 cm) in width. Mattress surface must be clean before installation.
- Inspect straps weekly to ensure they are well adjusted.
- Before use, let the cushions and Velcro fabric get to room temperature to limit discomfort caused by excessively hot or cold surfaces.
- Remove any foreign object (crumbs, debris, etc.) from cushions and velcro fabric surfaces.
- Clean on a regular basis and visually and all components of the anti-fall bed system periodically.
- Never place cushions and velcro fabric near sharp object.
- The components of the anti-fall bed system should be stored on a flat surface, in a dry area and out of direct sunlight.

It is recommended to consult your therapist in the month following the installation of the bed system to make sure it is efficient.

WARNINGS

Consult a healthcare professional: Physipro™ recommends that a health care professional such as a doctor or therapist, experienced in positioning, be consulted to install the anti-fall bed system and make any necessary adjustments.

Positioning: The proper positioning of the anti-fall bed system is essential to ensure maximum comfort.

Environment: Avoid exposing component of the bed system to fluid or moisture for prolonged periods. Avoid exposing the bed system to extreme cold or heat. Never place near open flame.

INSTALLATION

The Anti-fall bed system is quick and easy to install, please follow the instructions below:

1. Position the velcro fabric on the mattress.
2. Slide straps under the mattress and fasten the plastic buckles.
3. Tighten straps firmly around the mattress.



WARNING

Loose straps may cause the bed system to slide around or off the mattress. Make sure the straps are tightly fitted to the mattress, this will keep the bed system in place and will prevent the velcro fabric from bunching up.

4. Determine at what angle the cushions should be positioned.
5. Position three cushions on one side of the bed on the velcro bands.
6. Firmly press down on cushions to ensure they are securely fastened to the velcro bands.
7. If you have a bilateral system, repeat steps 4 to 6 for the other side.
8. Once the anti-fall system is installed, cover the system with bed sheets.

MAINTENANCE

Regular cleaning eliminates the accumulation of dirt and grime and may help extend the life of your anti-fall bed system. It is recommended to visually inspect the components of the bed system during the cleaning process.

Cleaning the cushion covers and velcro fabric

Startex fabric is a wipe clean fabric, it can be cleaned with most disinfectants and cleaning compounds. We recommend using a damp cloth and mild soap to clean the bed system weekly or as necessary.



WARNINGS

Never use harsh solvents.

Do not submerge in water.

Never place foam cushion in washer or dryer.

Cleaning the foam cushion

1. Remove the cover.
2. Wipe foam lightly with a damp cloth, without soap or detergent.
3. Use a clean dry cloth to gently press on cushion to absorb excess moisture, then let air dry completely.
4. Reinstall cover.



WARNINGS

Do not use soap.

Do not submerge in water.

Never place foam cushion in washer or dryer.

Storage

Physipro Inc. bed systems should be stored on a flat surface, in a dry area and out of direct sunlight.

Life Span

The estimated life span of your bed system is one (1) year.

Disposal of Medical Devices

Do not burn or throw away medical devices outside of designated areas.

WARRANTY

The warranty period for the following part(s) and component(s) of your Anti-Fall Bed System is twelve (12) months.

This limited warranty covers defects in material and workmanship on all the standard or optional parts and components of this product, from the date of shipment, for the duration stated above.

Parts and components that are replaced or repaired under one of these warranties will remain subject to the warranty for the remainder of the warranty period. Physipro Inc. agrees to repair or replace, free of charge, any defective part or component for the full duration of the warranty period.

This warranty does not apply to:

- a) Products that were misused, neglected or have not been maintained and stored in accordance with the recommendations of the manufacturer.
- b) Products that were intentionally or accidentally altered, or products that have been damaged through repairs or modifications made without the prior written consent of Physipro Inc. or of an authorized retailer.
- c) Normal wear and tear or damages caused by the user such as punctures, tears, or burns.

Warranty service

If a defect is detected during the warranty period, please contact the retailer from whom you purchased your Physipro Inc. product as soon possible. Please refrain from using your product until an inspection has been made by a qualified technician.

In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Physipro Inc. at the address listed below or send us an e-mail at order@physipro.com, please include the retailer's name and address, a brief description of the defect, the invoice date, and the products serial number, if applicable. DO NOT RETURN product prior to receiving a written return authorization from Physipro Inc. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection within thirty (30) days of the return authorization date at the following address:

Physipro Inc.

370, 10th Avenue South, Sherbrooke, Quebec, J1G 2R7

Exclusions and limitations

Compliance with the safety precautions and recommendations mentioned in this manual is crucial to avoid injury to the user or other persons. Inadequate or inappropriate adjustments will increase the risk of accident. It is important to thoroughly read the manual before making any adjustments. Physipro Inc. will not be held responsible for bodily injury or property damage caused by misuse or incorrect adjustments made to its product by an unqualified person. Physipro Inc. disclaims all liability for damages that occur during transportation or are the result of situations beyond its control.

The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other expressed warranties.



INTRODUCTION

Physipro Inc. est fier de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre produit en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à votre distributeur.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Pour Physipro Inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Date d'achat : _____

Distributeur : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Il se peut que le produit présenté dans le présent manuel ne soit pas une représentation exacte du produit que vous avez en main. Cependant, les instructions fournies dans le présent manuel sont néanmoins valides pour votre produit.

Physipro Inc. se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION.....	10
COMPOSITION.....	10
RECOMMANDATIONS	11
AVERTISSEMENTS	11
INSTALLATION	12
ENTRETIEN	13
GARANTIE	14

SYSTÈME ANTI-CHUTE



Le système anti-chute empêche l'utilisateur de tomber du lit et réduit le risque de piégeage causé par les ridelles de lit d'hôpital. Les trois coussins anti-chutes placés sur un côté du lit, créent une barrière confortable entre l'utilisateur et le bord du matelas. Les coussins peuvent être positionnés à un angle de 45 ou 90 degré selon les besoins posturaux de l'utilisateur.

Fabriqués en tissu de qualité médical, qui est étanche, antimicrobien, hypoallergénique et ignifuge.

Ce système est destiné à être utilisé sur des matelas d'une largeur maximale de 38 pouces (96 cm).

Cet article répond aux exigences California 116 & 117, NFPA701 et aux normes NF EN1021-1, EN1021-2 et CE.

COMPOSITION



Coussins

- Uréthane ferme

Housse de coussin

- Tissu : Startex
- Velcro "crochet" - 2 po (5 cm) (3 bandes sur chaque surface à velcro)
- Fermeture éclair imperméabilisé

Toile Velcro

- Tissu : Startex
- Velcro "mousse" - 2 po (5 cm)
- 36" x 80" (91 cm x 203 cm)

Courroies

- Courroies en nylon - 2 po (5 cm)
- Boucles en plastiques de 2 po (5 cm)

RECOMMANDATIONS

Vérifier la qualité et la condition des composantes du système anti-chute avant utilisation.

Pour assurer une protection et un confort optimal et pour prolonger la durée de vie du produit, les précautions ci-dessous doivent être appliquées :

- Le système anti-chute doit être installé sur un matelas d'une largeur maximale de 38 pouces (96 cm). La surface du matelas doit être nettoyée avant l'installation;
- Inspectez les courroies chaque semaine pour vous assurer qu'elles sont bien ajustées;
- Avant utilisation, laisser les coussins et la toile velcro à température ambiante pour éviter un inconfort dû à la chaleur ou au froid;
- Veiller à l'absence de tout corps étranger (miettes, débris, etc.) sur la surface des coussins et de la toile velcro;
- Nettoyer régulièrement et inspecter périodiquement la condition des composantes du système anti-chute;
- Ne jamais placer les coussins, ni la toile velcro près d'objets pointus;
- Les composants du système anti-chute doivent être entreposés sur une surface plane, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Il est recommandé de consulter votre thérapeute dans le mois suivant l'installation du système anti-chute pour s'assurer de son efficacité.

AVERTISSEMENTS

Consulter un professionnel de la santé : Physipro^{MC} recommande de consulter un professionnel de la santé, tel qu'un médecin ou un ergothérapeute, expérimenté dans le positionnement, afin d'installer le système anti-chute et de procéder aux ajustements nécessaires.

Positionnement : Le bon positionnement de l'ensemble du système anti-chute est essentiel pour assurer un confort maximal.

Environnement : Évitez d'exposer les composants du système anti-chute à des liquides ou à l'humidité pendant des périodes prolongées. Évitez d'exposer le système anti-chute à un froid ou une chaleur extrême. Ne jamais placer près d'une flamme nue.

INSTALLATION

Le système anti-chute est rapide et facile à installer, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Positionnez la toile velcro sur le matelas;
2. Glisser les courroies sous le matelas et fixez les boucles en plastiques;
3. Serrer fermement les courroies autour du matelas;



AVERTISSEMENT

Des courroies mal ajustées ne tiendra pas le système anti-chute en place. Il est important de bien serrer chaque courroies pour que le système anti-chute ne glisse pas sur le matelas et pour empêcher le tissu velcro de s'entasser.

4. Déterminez à quel angle les coussins doivent être positionnés;
5. Positionnez trois coussins d'un côté du lit sur les bandes velcro;
6. Appuyez fermement sur les coussins pour vous assurer qu'ils sont bien fixés au velcro;
7. Si vous avez un système bilatéral, répétez les étapes 4 à 6 pour l'autre côté;
8. Une fois le système anti-chute installé, recouvrez-le de draps de lit.

ENTRETIEN

Un nettoyage régulier élimine la saleté et permet de prolonger la durée de vie du système anti-chute. Il est recommandé de vérifier chaque composante du coussin lors du nettoyage.

Nettoyage housses de coussin et de la toile velcro

Le tissu Startex est un tissu facile à nettoyer, il peut être nettoyé avec la plupart des désinfectants et produits de nettoyage. Nous recommandons d'utiliser un chiffon humide et un savon doux pour nettoyer le système anti-chute une fois par semaine ou au besoin.



AVERTISSEMENTS

N'utiliser jamais des solvants agressifs.

Ne pas immerger dans l'eau.

Ne jamais mettre le coussin en mousse dans la laveuse ou la sécheuse.

Nettoyage du coussin en mousse

1. Enlever la housse de coussin;
2. Essuyer légèrement avec un chiffon humide sans savon ou détergent;
3. Éponger doucement la surface avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité. Laisser sécher complètement à l'air libre;
4. Réinstaller la housse sur le coussin en mousse.



AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser de savon.

Ne pas immerger dans l'eau.

Ne jamais mettre le coussin en mousse dans la laveuse ou la sécheuse.

Entreposage

Le système anti-chute doit être entreposé sur une surface plane, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Durée de vie

La durée de vie estimée votre système anti-chute est de un (1) an.

Élimination des dispositifs médicaux

Ne pas brûler ou jeter dans la nature des dispositifs médicaux dans la nature ou en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

La période de garantie des pièce(s) et composante(s) du système anti-chute est douze (12) mois.

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre contre tout défaut de fabrication sur les pièces et composantes de base et optionnelles de ce produit, pour les durées indiquées ci-dessus, et ce, à compter de la date d'expédition.

Les pièces et les composantes faisant l'objet d'une réparation ou d'un remplacement en application de l'une de ces garanties demeurent assujettis à celle-ci pour la durée restante de la garantie.

Physipro Inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais durant toute la période de garantie.

Physipro Inc. ne couvre pas :

- a) Les produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence ou qui n'ont pas été entretenus, ni entreposés conformément aux recommandations du fabricant.
- b) Les produits altérés accidentellement ou intentionnellement ou les produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Physipro Inc. ou d'un établissement autorisé.
- c) L'usure normale des pièces ou tout dommage causé par l'utilisateur tel que des déchirures ou des brûlures.

Pour le service de garantie

En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Le produit ne doit pas être utilisé ou modifié avant l'inspection du réparateur désigné.

Dans le cas où vous ne recevez pas un service satisfaisant, s'il vous plaît écrivez directement à Physipro Inc., à l'adresse écrite ci-dessous ou par courriel à info@physipro.com, veuillez inclure le nom et l'adresse du fournisseur, une courte description du défaut, la date de facturation ainsi que du numéro de série du produit, s'il y a lieu. Ne retournez pas ce produit sans avoir obtenu l'autorisation de retour écrite par Physipro Inc.

Les pièces ou unités défectueuses doivent être retournées pour inspection dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour à l'adresse suivante :

Physipro Inc.

370, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7

Exclusion et Limitation

Le respect des précautions et recommandations de sécurité mentionné dans ce manuel est primordial afin d'éviter toutes blessures à l'utilisateur et à autrui. Le réglage inadéquat ou erroné augmente les risques d'accident. Avant de procéder aux réglages, il est important de lire attentivement l'ensemble du contenu de ce manuel. Physipro Inc. ne sera pas tenu responsable de dommages corporels ou matériels découlant d'une mauvaise utilisation ou de réglages non professionnels.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport ou l'endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Physipro Inc.

La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie exprimée.



PHYSIPRO[®]

www.physipro.com

Canada



LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec)
Canada J1G 2R7

T. 1 800 668-2252

F. 819 565-3337

info@physipro.com

order@physipro.com

Europe



S4M EUROPE

59, rue Castellion, 01100 Oyonnax - France



France 

SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard,
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01

F. 02.41.69.43.32

contact@physipro.fr



EU



N.V. VERMEIREN

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout - Belgium
www.vermeiren.com

