



 **CONTOUR CINCH**TM
Dossier · Back

Owners manual

This manual contains important informations about this product. Please hand to the user upon delivery.

Manuel d'utilisation

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit. Merci de remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.

Table of content / Table des matières

INTRODUCTION - ENGLISH	3
CONTOUR CINCH™ BACKREST	4
COMPOSITION	5
RECOMMENDATIONS.....	7
WARNINGS.....	8
INSTALLATION	9
ADJUSTMENT	12
MAINTENANCE	14
WARRANTY	16

INTRODUCTION – FRANÇAIS	18
DOSSIER CONTOUR CINCH ^{MC}	19
COMPOSITION	20
RECOMMANDATIONS.....	22
AVERTISSEMENTS	23
INSTALLATION	25
AJUSTEMENT	28
ENTRETIEN.....	30
GARANTIE.....	32

ENGLISH**INTRODUCTION - ENGLISH**

Physipro Inc. is proud to count you among its customers and would like to thank you for the confidence you have shown by purchasing our product.

This owner's manual was created to provide you with all the information needed to allow you to use our product in a safe and optimal way. For all adjustments and settings, we strongly recommend you contact your distributor.

Physipro Inc., relieves itself of all liability should physical injury or property damage occur due to the lack of maintenance or misuse of our product, or from modifications made to the product without the prior written consent of Physipro Inc.

For Physipro Inc., your satisfaction is our highest priority.

PRODUCT INFORMATION

Date of purchase: _____

Supplier: _____

Address: _____

Telephone: _____

The product presented in this manual may not be an exact representation of your product. However, the instructions provided in this manual are still valid.

Physipro Inc. reserves the right to modify or change this manual without notice.

CONTOUR CINCH™ BACKREST

The Contour Cinch™ Backrest is composed of an easily adjustable and removable aluminum shell and soft foam padding. With lateral supports built directly into the hard shell, the Contour Cinch™ Backrest curves around the side of the body and helps keep the user in an upright position for better postural control. The contoured rigid backrest improves lumbar and thoracic stability. Soft foam padding, made with urethane and viscose memory foam, is used for increased comfort, and completely covers the sides of the backrest to prevent skin lesions by eliminating all possible contact with the hard shell.

This item meets the requirements of California 116 & 117, NFPA 701, CE marking and NF EN1021-1, EN1021-2 norms.

ENGLISH

COMPOSITION

Technical specifications

Nominal Widths: 14" to 26" (36 cm to 66 cm)

Nominal Heights: 16" to 20" (41 cm to 51 cm)

Thickness (Padding included): 2" (5 cm)

Weight (Padding included): 7 lb (3,2 kg)

Angle adjustment (forward/backward): 20°

Lateral Support Width (Padding included): 2" (5 cm)



Contour Cinch™ Backrest

Lateral Support Height:

- Apex of 12.5" (32 cm) for 14" and 15" (35 cm and 38 cm) wide backrest
- Apex of 14" (36 cm) for 16" to 26" (41 cm to 66 cm) wide backrest

Hard Shell

Composition: Aluminium

Thickness :

- For 20" backrest and under: 0.094 (2,4 mm)
- For 21" backrest and over: 0.125 (3,17 mm)

Hardware

Mounting plate

Universal clamp

Foam Padding

Top layer: Viscose ½" (12 mm)

Bottom layer: Urethane 1" (24 mm)

Available Covers

Stretch

Waterproof



Backrest size

Each Contour Cinch™ back size can only be installed on a specific width of wheelchair. To correctly choose the size of your back, it is important to consider the widths of the wheelchair and of the user's thorax. See the dimensions tables below:

Table 1: Sizes associated with backrest

Actual Plate Width	Nominal Width	Nominal Height Available for Backrest (Padding included)	Thorax Width Contour Cinch™ Backrest	Associated Wheelchair Width
10" (25 cm)	14" (35 cm)	17" (43 cm)	10" (25 cm)	14" (35 cm)
11" (27 cm)	15" (38 cm)	18" (45 cm)	11" (27 cm)	15" (38 cm)
12" (30 cm)	16" (40 cm)	19" (48 cm)	12" (30 cm)	16" (40 cm)
13" (32 cm)	17" (43 cm)	20" (50 cm)	13" (32 cm)	17" (43 cm)
14" (35 cm)	18" (45 cm)	21" (53 cm)	14" (35 cm)	18" (45 cm)
15" (38 cm)	19" (48 cm)	22" (55 cm)	15" (38 cm)	19" (48 cm)
16" (40 cm)	20" (50 cm)	23" (58 cm)	16" (40 cm)	20" (50 cm)
17" (43 cm)	21" (53 cm)	24" (60 cm)	17" (43 cm)	21" (53 cm)
18" (45 cm)	22" (55 cm)	25" (63 cm)	18" (45 cm)	22" (55 cm)
19" (48 cm)	23" (58 cm)	26" (66 cm)	19" (48 cm)	23" (58 cm)
20" (50 cm)	24" (60 cm)	27" (68 cm)	20" (50 cm)	24" (60 cm)
21" (53 cm)	25" (63 cm)	28" (71 cm)	21" (53 cm)	25" (63 cm)
22" (55 cm)	26" (66 cm)	29" (74 cm)	22" (55 cm)	26" (66 cm)

ENGLISH**RECOMMENDATIONS**

To ensure your backrest provides optimal protection and comfort and to extend your product lifespan, the following precautions should be applied.

- Before use, it is important to verify the quality and condition of the backrest components, please refer to Maintenance guide in section Maintenance, page 14.
- Physipro Inc. backrest are reserved exclusively for use on mobility aids (manual or power wheelchairs).
- Always install backrest with the provided mounting hardware.
- Never push or lift wheelchair with backrest, doing so may cause the backrest to detach from the wheelchair and can result in injury or damage.
- Before installation, make sure the backrest is compatible with the wheelchair's dimensions.
- Never place a towel, a blanket, a folded bed sheet or any other material between the user and the backrest, this will diminish the backrest efficiency and increase the risk of developing skin lesions.
- It is preferable to wear clothes made of cotton, that are not too tight and do not have seams on pressure points.
- Before use, let the backrest get to room temperature to limit discomfort caused by excessively hot or cold surfaces.
- Remove any foreign object (crumbs, debris, tubing, etc.) from backrest surface.
- Clean on a regular basis and visually inspect all components of the cushion periodically.
- It is recommended to consult your therapist in the month following the installation of a new cushion to make sure it is efficient.

WARNINGS

Consult a healthcare professional: Physipro Inc. recommends that a health care professional such as a doctor or therapist, experienced in seating and positioning, be consulted to determine, and install the required seating system and make any necessary adjustments.

Center of gravity: Installing a backrest on a wheelchair may affect the center of gravity of the wheelchair and may cause the wheelchair to tip backwards, potentially resulting in injury. To ensure optimal stability of your wheelchair after the addition of a new backrest, always assess for the potential need for anti-tippers or amputee axle adapter brackets to be added or adjusted to increase stability.

Backrest dimensions: The dimensions of the backrest must be adapted to the user and the wheelchair, if not, the backrest's benefits will be reduced or eliminated.

Backrest and cover compatibility: The backrest cover must be well-fitted and used as directed in this manual to prevent the formation of skin lesions. An oversized or undersized cover will reduce or eliminate the effectiveness of the backrest and can reduce stability.

Environment: Avoid exposing foam to fluids or moisture for prolonged periods. Avoid exposing the backrest to extreme cold or heat. Never place backrest near open flame.

Instability/Fall risk: Never place other products or materials (except those specified in this manual) between the user and the backrest or underneath the backrest, doing so, will cause instability and increase the risk of injury from a fall.

Positioning of backrest: Always refer to the orientation indicators, located on the backrest and the cover, to properly position backrest on wheelchair. Proper positioning is essential to ensure maximum comfort and pressure relief.

Skin inspection: Backrest should be tested before prolonged use. To avoid the appearance of skin redness due to pressure points, Physipro Inc. recommends shifting your weight as frequently as possible and performing a pressure relief technique at least once every two (2) hours. You should regularly check (at least once a day) for skin redness especially around bony prominences. If skin redness or discoloration develops, discontinue use of the cushion. If discoloration does not disappear within thirty (30) minutes consult a Healthcare professional immediately. Be aware that no backrest can substitute the need for proper skin hygiene, a balanced diet and frequent position changes.

Transport: Crash tests have not been conducted on these products and even if the mobility aid in which it is installed has obtained the ISO-717619, it will not be maintained.

ENGLISH

INSTALLATION


Please read all the following instructions before beginning installation. The steps required to properly install the Contour Cinch™ Backrest must be followed in the order that they are listed.

Required tool: 5mm Hex Key

ASSEMBLING THE MOUNTING PLATE AND UNIVERSAL CLAMP

The assembly of the mounting plates and the universal clamps will have been done by our technicians before delivery. However, if reassembly is necessary, please follow the instructions listed below:

1. Place section **B** of the universal clamp underneath mounting plate **C**.



2. Place section **A** of the universal clamp over mounting plate **C**.



3. Align mounting holes of sections **B** and **A** of the universal clamp with the central adjustment slots of mounting plate **C**.

4. Insert 3 M6 screws and tighten firmly with a 5 mm hex key. Repeat these steps for the second mounting plate.



INSTALLING UNIVERSAL CLAMPS ON BACK POST

Note – These steps must be completed before the wheelchair occupant is seated.

1. Loosen all 3 clamp screws **A** with a 5 mm hex key to open the universal clamp enough to fit around the back post.



2. Place the clamp on back post with the screw heads towards the outside of the wheelchair.




3. Position the universal clamp at the desired height and tighten the clamp screws **A**.



4. Repeat these steps for the second universal clamp.

5. Once installed on back post, verify that both clamps are vertically aligned.



ENGLISH**INSTALLING BACKREST ON MOUNTING PLATES**

The two-point mounting system of the Contour Cinch™ Backrest ensure a quick and easy installation. It takes only two simple movements to complete the installation of your Contour Cinch™ Backrest:

1. Simultaneously insert both inferior mounting pins of the backrest into the lower slots of the mounting plate.



2. Push latch on each mounting plate upwards and insert the upper mounting pins of the backrest into the upper slots of the mounting plates

**WARNING**

It is important to make sure that the latches are in a locked position and that the backrest is securely attached before use.

ADJUSTMENT

BACKREST HEIGHT ADJUSTMENT

1. Loosen the 3 clamp screws **A** on each universal clamp.
2. Lift or lower backrest to the desired height.
3. Securely tighten all clamp screws **A**.



Note – After height adjustment is completed, make sure the width was not inadvertently changed.

BACKREST DEPTH AND ANGLE ADJUSTMENT

1. Loosen screws **B** on each universal clamp.
2. Position backrest at the desired depth and inclination, by sliding backrest forward or backwards while simultaneously tilting the backrest at the desired angle.
3. Securely tighten all screws **B** of both universal clamps.



Note – The Contour Cinch™ Backrest offers a depth-adjustment range of $\frac{3}{4}$ ". The backrest can be positioned up to 1" behind the front of the back post, in its most backward position and $\frac{1}{4}$ " behind the front of the back post, in its most forward position. (The depth measurement is taken from the front of the backpost.)

ENGLISH**REMOVING BACKREST**

1. Simultaneously lift each latch **D** of mounting plates to unlock the backrest.
2. Gently push the backrest forward to slide mounting pins out of the upper slots of the mounting plates.
3. Slide the lower mounting pins out of the lower slots of the mounting plates to completely remove backrest.



MAINTENANCE

Regular cleaning eliminates the accumulation of dirt and grime and may help extend the life of your backrest. It is recommended to visually inspect the backrest during the cleaning process.

Maintenance Guide

Upon receiving your backrest, it is important to complete all the inspections listed in the Maintenance Guide to ensure the proper function and condition of the backrest and mounting hardware.

Checklist		Weekly	Montly
Backrest	- Inspect aluminum components for rust or damage. - Make sure the backrest is not deformed.		X
Hardware	- Verify the solidity and condition of mounting plates and universal clamps. - Ensure latch lock mechanism operates properly.	X	

Cleaning the outer cover:

1. Remove cover from backrest and fasten the zipper.
2. Machine wash in cold water on the gentle cycle or hand wash with a mild detergent.
3. Allow to air dry completely.
4. Reinstall cover on the foam base.



WARNING
Do not iron.



ENGLISH

Cleaning the hard shell: The aluminum hard shell can be cleaned with warm water and a mild liquid detergent. No other maintenance is required.

Cleaning the backrest padding:

1. Remove outer cover and incontinence cover, if necessary.
2. Wipe foam padding lightly with a damp cloth, without soap or detergent.
3. Use a clean dry cloth to gently press on padding to absorb excess moisture, then let air dry completely.
4. Reinstall cover(s) on the backrest.

**WARNINGS**

*Do not use soap.
Do not submerge in water.
Do not use washer or dryer to clean
the backrest padding.*

Storage

Backrest must be stored in a dry and secure area.

**WARNINGS**

*Never store backrest in direct sunlight or expose to excessive humidity or heat.
Never place backrest near sharp objects or in an area where it may be struck.*

Life span

The estimated life span of your backrest is three (3) years.

Disposal of Medical Devices

Do not burn or throw away medical devices outside of designated areas.

WARRANTY

The warranty periods for the following parts and components of your Contour Cinch backrest are as stated:

Backrest: Twenty-four (24) months

Outer cover: Six (6) months

This limited warranty covers defects in material and workmanship on all the standard or optional parts and components of this product, from the date of shipment, for the duration stated above.

Parts and components that are replaced or repaired under one of these warranties will remain subject to the warranty for the remainder of the warranty period.

Physipro Inc. agrees to repair or replace, free of charge, any defective part or component for the full duration of the warranty period.

This warranty does not apply to:

- a. Products that were misused, neglected or have not been maintained and stored in accordance with the recommendations of the manufacturer.
- b. Products that were intentionally or accidentally altered, or products that have been damaged through repairs or modifications made without the prior written consent of Physipro Inc. or of an authorized retailer.
- c. Normal wear and tear or damages caused by the user such as punctures, tears or burns.

ENGLISH**Warranty service**

If a defect is detected during the warranty period, please contact the retailer from whom you purchased your Physipro Inc. product as soon as possible. Please refrain from using your product until an inspection has been made by a qualified technician.

In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Physipro Inc. at the address listed below or send us an e-mail at **order@physipro.com**, please include the retailer's name and address, a brief description of the defect, the invoice date and the product's serial number, if applicable. DO NOT RETURN product prior to receiving a written return authorization from Physipro Inc.

The defective unit or parts must be returned for warranty inspection within thirty (30) days of the return authorization date at the following address:

Physipro Inc.
370 10th Avenue South, Sherbrooke, Quebec J1G 2R7 Canada

Exclusions and limitations

Compliance with the safety precautions and recommendations mentioned in this manual is crucial to avoid injury to the user or other persons. Inadequate or inappropriate adjustments will increase the risk of accident. It is important to thoroughly read the manual before making any adjustments. Physipro Inc. will not be held responsible for bodily injury or property damage caused by misuse or incorrect adjustments made to its product by an unqualified person.

Physipro Inc., relieves itself of all liability should physical injury or property damage occur due to the lack of maintenance or misuse of our product, or from modifications made to the product without the prior written consent of Inc.

Physipro Inc. disclaims all liability for damages that occur during transportation or are the result of situations beyond its control.

The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other expressed warranties.

INTRODUCTION – FRANÇAIS

Physipro Inc. est fier de vous compter parmi ses clients et tient à vous remercier particulièrement pour la confiance que vous lui démontrez en vous procurant l'un de ses produits.

Le présent manuel d'utilisation a été conçu pour vous permettre d'utiliser votre produit en toute sécurité et de façon optimale. Pour tous les ajustements et réglages nécessaires, Physipro Inc. vous demande de vous adresser systématiquement à votre distributeur.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels résultant d'un mauvais usage, d'un manque de précaution dans l'utilisation de ses produits ou d'une modification apportée sans son consentement écrit.

Pour Physipro Inc., votre satisfaction demeurera toujours une priorité.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Date d'achat : _____

Distributeur : _____

Adresse : _____

Téléphone: _____

Il se peut que le produit présenté dans le présent manuel ne soit pas une représentation exacte du produit que vous avez en main. Cependant, les instructions fournies dans le présent manuel sont néanmoins valides pour votre produit.

Physipro Inc. se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis.

DOSSIER CONTOUR CINCH^{MC}

Dossier de positionnement rigide, amovible et ajustable le dossier Contour Cinch^{MC} se compose d'une coquille en aluminium, d'un coussinage avec une base de mousse d'uréthane et d'une finition en mousse mémoire visqueuse. Dossier rigide offrant une bonne stabilité dorsal et thoracique. Les appuis thoraciques sont intégrés directement sur la plaque de dossier, offrant ainsi un contrôle englobant et solide. La mousse du dossier recouvre complètement les rebords de la coquille rigide donnant ainsi un confort accru et du même fait élimine tous risque de contact de la peau avec une surface rigide. Le système amovible du dossier est très facile à utiliser.

Cet article répond aux exigences California 116 & 117, NFPA701 et aux normes NF EN1021-1, EN1021-2 et CE.

COMPOSITION

Spécifications techniques

Largeurs nominales : 14" à 26" (36 cm à 66 cm)

Hauteurs nominales : 16" à 20" (41 cm à 51 cm)

Épaisseur (Rembourrage inclus) : 2" (5 cm)

Poids (Rembourrage inclus) : 7 lb (3,2 kg)

Ajustement en angle (avant/arrière) : 20°

Largeur des appuis-thoraciques : 2" (5 cm)



Dossier Contour Cinch^{MC}

Hauteur des appui-thoraciques :

- Dossier de 14" et 15" (35 cm et 38 cm) de large : Apex à 12.5" (32 cm)
- Dossier de 16" à 26" (41 cm à 66 cm) : Apex à 14" (36 cm)

Coquille rigide

Composition : Aluminium

Épaisseur :

- Dossier de moins de 20" : 0.094 (2,4 mm)
- Dossier de plus de 20" : 0.125 (3,17 mm)

Quincaillerie

Support d'ancrage

Mâchoire universelle

Rembourrage

Partie supérieure (ou finition) : Mousse viscoélastique ½" (12 mm)

Partie inférieure (base du rembourrage) : Uréthane 1" (24 mm)

Housse(s) de votre choix

Extensible

Imperméable

FRANÇAIS

Dimension de dossier

Chaque format de dossier Contour Cinch^{MC} peut être installé sur une seule largeur de fauteuil roulant. Pour bien choisir le format de votre dossier, il est important de tenir compte de la largeur du fauteuil roulant et de la largeur thoracique de l'utilisateur. Voici le tableau des dimensions :

Table 1: Dimensions associées au dossier

Largeur réelle de la plaque	Largeur nominale	Hauteur nominale disponible au dossier (Coussin inclus)	Largeur thoracique dossier Contour Cinch^{MC}	Largeur de fauteuil associé
10" (25 cm)	14" (35 cm)	17" (43 cm)	10" (25 cm)	14" (35 cm)
11" (27 cm)	15" (38 cm)	18" (45 cm)	11" (27 cm)	15" (38 cm)
12" (30 cm)	16" (40 cm)	19" (48 cm)	12" (30 cm)	16" (40 cm)
13" (32 cm)	17" (43 cm)	20" (50 cm)	13" (32 cm)	17" (43 cm)
14" (35 cm)	18" (45 cm)	21" (53 cm)	14" (35 cm)	18" (45 cm)
15" (38 cm)	19" (48 cm)	22" (55 cm)	15" (38 cm)	19" (48 cm)
16" (40 cm)	20" (50 cm)	23" (58 cm)	16" (40 cm)	20" (50 cm)
17" (43 cm)	21" (53 cm)	24" (60 cm)	17" (43 cm)	21" (53 cm)
18" (45 cm)	22" (55 cm)	25" (63 cm)	18" (45 cm)	22" (55 cm)
19" (48 cm)	23" (58 cm)	26" (66 cm)	19" (48 cm)	23" (58 cm)
20" (50 cm)	24" (60 cm)	27" (68 cm)	20" (50 cm)	24" (60 cm)
21" (53 cm)	25" (63 cm)	28" (71 cm)	21" (53 cm)	25" (63 cm)
22" (55 cm)	26" (66 cm)	29" (74 cm)	22" (55 cm)	26" (66 cm)

RECOMMANDATIONS

Pour assurer une protection et un confort optimal et pour prolonger la durée de vie du produit, les précautions ci-dessous doivent être appliquées :

- Avant utilisation, il est important de vérifier la qualité et la condition des composantes du dossier, référez-vous à la liste de vérification de la section Entretien, page 30;
- Les dossiers de Physipro Inc. sont réservés exclusivement à l'utilisation sur une aide technique à la mobilité (fauteuil à propulsion manuelle ou électrique);
- Utiliser toujours la quincaillerie fournis pour l'installation du dossier;
- N'utilisez pas le dossier pour pousser ou soulever le fauteuil. Une utilisation inadéquate peut provoquer le détachement imprévu du dossier du fauteuil, ce qui pourrait provoquer des blessures graves à l'utilisateur ainsi qu'endommager le fauteuil;
- Avant l'installation, vérifier la compatibilité dimensionnelle du dossier et de la largeur du fauteuil roulant;
- Ne pas intercaler de serviette, drap plié ou tout autre matériel entre l'utilisateur et le dossier, les performances du dossier pourraient en être réduites ou annulées et le risque de lésions cutanées pourrait augmenter;
- Des vêtements en coton, peu serrés et si possible sans coutures sur les zones d'appuis sont préférables;
- Avant utilisation, laisser le dossier à température ambiante pour éviter un inconfort dû à la chaleur ou le froid;
- Veiller également à l'absence de tout corps étranger (miettes, débris, tubulures, etc.) sur la surface du dossier;
- Nettoyer régulièrement et inspecter périodiquement la condition des composantes du dossier.
- Il est recommandé de consulter votre thérapeute dans le mois suivant l'installation d'un nouveau dossier pour s'assurer de son efficacité

FRANÇAIS**AVERTISSEMENTS**

Consulter un professionnel de la santé : Physipro Inc. recommande de consulter un professionnel de la santé, tel qu'un médecin ou un ergothérapeute, expérimenté dans l'assise et le positionnement, afin de déterminer et d'installer le système d'assise requis et de procéder aux ajustements nécessaires.

Centre de gravité : Installer un nouveau cousin sur un fauteuil roulant risque de changer le centre de gravité de celui-ci, pouvant ainsi entraîner un risque de blessure. Toujours vérifier si des dispositifs d'anti-basculement ou d'adaptateurs d'essieux pour amputés doivent être ajoutés ou ajustés pour assurer la stabilité du fauteuil.

Dimension du dossier : Il est important que le dossier soit d'une grandeur adaptée pour l'utilisateur et son fauteuil, sans quoi, les bénéfices du dossier peuvent être réduits ou éliminés.

Correspondance dossier et housse : Le dossier et sa housse doivent être compatibles au niveau de leur dimension et doivent être utilisés tel que décrit dans ce manuel. Un manque de compatibilité entre la housse et le dossier pourrait diminuer ou annuler les performances du dossier et le risque de lésions cutanées pourrait augmenter. L'utilisateur pourrait également se retrouver dans une position instable et/ou chuter.

Environnement : Éviter les contacts humides prolongés avec la mousse. Éviter d'exposer le dossier au froid ou à la chaleur extrêmes. Ne jamais placer près d'une flamme nue.

Instabilité/risque de chute : Ne pas placer d'autres produits ou matériaux (sauf tel qu'indiqué dans ce manuel) sous votre dossier ou entre l'utilisateur et le dossier. L'utilisateur pourrait se retrouver dans une position instable et/ou chuter.

Positionnement : Toujours vérifier et positionner le dossier selon l'indication de l'orientation inscrit sur le dossier et la housse. Le bon positionnement du dossier est essentiel pour assurer un confort maximal et un soulagement de la pression.

Transport : Les tests de collision n'ont pas été effectués sur ce dossier et même si l'aide technique à la mobilité sur laquelle il est installé a obtenu ISO-717619, l'ISO ne sera pas maintenue.

AVERTISSEMENTS (suite)

Vérification de la peau : Le dossier doit être essayé avant tout usage prolongé. Afin d'éviter l'apparition de rougeurs dues à des points de pression, nous vous conseillons d'effectuer des petits changements de position aussi souvent que possible. Il est également nécessaire de vérifier régulièrement (au moins une fois par jour) si des rougeurs apparaissent sur votre peau, notamment autour des protubérances osseuses et dans la zone axillaire. Si des rougeurs ou une décoloration de la peau est observé, arrêtez l'usage du dossier immédiatement. Si la décoloration ne disparaît pas dans les trente (30) minutes, consultez un professionnel de la santé immédiatement. Soyez conscient qu'aucun dossier ne saurait être substitué à une bonne hygiène de la peau, un régime alimentaire adapté et un changement fréquent de position.

FRANÇAIS

INSTALLATION


Les étapes suivantes expliquent comment procéder à l'installation complète du dossier Contour Cinch^{MC}. Il est conseillé de suivre les étapes dans l'ordre indiqué.

Outil requis : Clé hexagonale 5 mm

ASSEMBLAGE DU SUPPORT D'ANCRAGE ET DE LA MÂCHOIRE UNIVERSELLE

Lors de la réception de votre dossier, cette étape aura déjà été faite par nos techniciens. Toutefois, voici la procédure à suivre si vous devriez procéder de nouveau à cet assemblage :

1. Placer la partie **B** de la mâchoire universelle sous le support d'ancrage **C**.



2. Placer la partie **A** de la mâchoire universelle dessus le support d'ancrage **C**.



3. Bien aligner les trous de la section **B** et **A** de la mâchoire universelle avec les 3 fentes centrales du support d'ancrage **C**.

4. Insérer les 3 vis M6 et visser avec un clé Allen 5 mm, bien serrer et répéter les étapes pour le deuxième support d'ancrage.



INSTALLATION DES MÂCHOIRES UNIVERSELLES SUR LES MONTANTS DE DOSSIER

Note : Les étapes suivantes doivent être exécutées avant d'installer le patient dans le fauteuil roulant.

1. Ouvrir la mâchoire universelle en dévissant les trois (3) vis **A** avec une clé Allen 5 mm.



2. Installer l'étrier sur les montants de dossier, avec les têtes de vis placées vers l'extérieur du fauteuil.




3. Placer la mâchoire à la hauteur désirée et resserrer les trois (3) vis **A**.



4. Répéter l'opération pour la deuxième mâchoire.

5. Une fois fixés aux montants, il est important de vérifier que les mâchoires sont à la même hauteur.



FRANÇAIS**INSTALLATION DU DOSSIER DANS LES SUPPORTS D'ANCRAGES**

L'installation du dossier Contour Cinch^{MC} se fait très facilement. Ce système d'ancrage de deux points permet une réception rapide, simple et efficace du dossier à l'aide de deux mouvements très simple :

1. Insérer simultanément les points d'ancrage dans les fentes inférieures des deux supports d'ancrage.



2. Soulever les gâchettes et insérer les points d'ancrage dans les fentes supérieures des supports d'ancrage.

**AVERTISSEMENT**

Il est indispensable de s'assurer que les gâchettes soient bien verrouillées et que le dossier soit correctement fixé aux supports d'ancrage avant utilisation.

AJUSTEMENT

AJUSTEMENT EN HAUTEUR

1. Dévisser les trois vis **A** sur chacune des deux mâchoires universelles.
2. Monter ou descendre l'ensemble du dossier à la hauteur désirée.
3. Resserrer fermement les vis **A**.



Note : Une fois l'ajustement en hauteur effectué, s'assurer que la largeur n'a pas changé par inadvertance.

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR D'ENCASTREMENT ET EN ANGLE DU DOSSIER

1. Dévisser légèrement les trois vis **B** de chacune des mâchoires universelles.
2. Positionner simultanément l'angle et la profondeur du dossier, en glissant le dossier vers l'avant ou l'arrière, tout en le basculant afin d'obtenir la position désirée.
3. Resserrer fermement les vis **B** des mâchoires universelles.



Note : Le dossier Contour Cinch^{MC} est ajustable de $\frac{3}{4}$ " en profondeur. Dans sa position la plus reculée, le dossier se retrouve à 1" derrière l'avant des cannes et, dans sa position la plus avancée, il se retrouve à $\frac{1}{4}$ " derrière l'avant des cannes. (La mesure d'encastrement est mesurée à partir de la partie avant des montants de dossier.)

FRANÇAIS**RETIRER LE DOSSIER**

1. Soulever simultanément les gâchettes **D** de chaque support d'ancrage pour déverrouiller le dossier.



2. Pousser le haut du dossier vers l'avant pour libérer les points d'ancrage des fentes supérieures des supports d'ancrage.



3. Glisser les points d'ancrage hors de fentes inférieures des supports d'ancrage pour complètement retirer le dossier.



ENTRETIEN

Un nettoyage régulier élimine la saleté et permet de prolonger la durée de vie du dossier. Il est recommandé de vérifier chaque composante du dossier lors du nettoyage.

Guide d'entretien

Lors de la réception du dossier, il est important de compléter toutes les vérifications indiquées dans le Guide d'entretien pour assurer le bon fonctionnement et la bonne condition du dossier et de sa quincaillerie.

Liste de vérification		Chaque semaine	Chaque mois
Dossier	- S'assurer qu'il n'y ait pas de présence de rouille ou de dommage sur les composantes d'aluminium. - Vérifier que le dossier n'est pas déformé.		X
Ancrages et fixations	- S'assurer de la solidité des supports d'ancrage sur le dossier et de chacune des mâchoires universelles. - S'assurer du bon fonctionnement des gâchettes de verrouillage.	X	

Nettoyage de la housse esthétique :

1. Enlever la housse du dossier en mousse et attacher la fermeture éclair;
2. Laver la housse à la machine à l'eau froide au cycle délicat ou laver à la main avec un détergent doux;
3. Laisser sécher complètement à l'air libre;
4. Réinstaller la housse sur le dossier.



AVERTISSEMENT

Ne nécessite pas de repassage.



FRANÇAIS

Nettoyage de la coquille du dossier :

La coquille d'aluminium peut être nettoyée avec du savon liquide doux et de l'eau tiède.

Aucun autre entretien ne devrait être nécessaire.

Nettoyage de la base en mousse :

1. Enlever la housse et l'enveloppe imperméable, s'il y a lieu;
2. Essuyer légèrement la mousse avec un chiffon humide, sans savon ou détergent;
3. Éponger doucement la surface avec un chiffon propre pour absorber le surplus d'humidité. Laisser sécher complètement à l'air libre;
4. Réinstaller la(les) housse(s) sur le dossier.



AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser de savon.

Ne pas immerger dans l'eau.

Ne jamais mettre la base en mousse dans la laveuse ou la sécheuse.

Entreposage

Le dossier doit être entreposé dans un endroit sécuritaire et sec.



AVERTISSEMENTS

Ne pas entreposer le dossier dans des conditions d'humidité excessive, de chaleur extrême ou d'exposition directe du soleil.

Ne jamais placer le dossier près d'objets pointus ou dans un endroit où celui-ci pourrait recevoir des coups brusques.

Durée de vie

La durée de vie estimée votre dossier est de trois (3) ans.

Élimination des dispositifs médicaux

Ne pas brûler ou jeter des dispositifs médicaux en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

Les périodes de garantie des pièce(s) et composante(s) du dossier Contour Cinch sont comme suit :

Dossier : Vingt-quatre (24) mois

Housse : Six (6) mois

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main-d'œuvre contre tout défaut defabrication sur les pièces et composantes de base et optionnelles de ce produit, pour les durées indiquées ci-dessus, et ce, à compter de la date d'expédition.

Les pièces et les composantes faisant l'objet d'une réparation ou d'un remplacement en application de l'une de ces garanties demeurent assujettis à celle-ci pour la durée restante de la garantie.

Physipro Inc. s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais durant toute la période de garantie.

Physipro Inc. ne couvre pas :

- a. Les produits qui ont fait l'objet d'une utilisation non appropriée, de négligence ou qui n'ont pas été entretenus, ni entreposés conformément aux recommandations du fabricant.
- b. Les produits altérés accidentellement ou intentionnellement ou les produits endommagés à la suite d'une réparation ou d'une modification réalisée sans le consentement écrit de Physipro Inc. ou d'un établissement autorisé.
- c. L'usure normale des pièces ou tout dommage causé par l'utilisateur tel que des déchirures ou des brûlures.

FRANÇAIS**Pour le service de garantie**

En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, contactez immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Le produit ne doit pas être utilisé ou modifié avant l'inspection du réparateur désigné.

Dans le cas où vous ne recevez pas un service satisfaisant, s'il-vous-plaît écrivez directement à Physipro Inc., à l'adresse écrite ci-dessous ou par courriel à **info@physipro.com**. Veuillez inclure le nom et l'adresse du fournisseur, une courte description du défaut, la date de facturation ainsi que du numéro de série du produit, s'il y a lieu. Ne retournez pas ce produit sans avoir obtenus l'autorisation de retour écrite par Physipro Inc.

Les pièces ou unités défectueuses doivent être retournées pour inspection dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour à l'adresse suivante :

Physipro Inc.

370, 10^e avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7 Canada

Exclusion et Limitation

Le respect des précautions et recommandations de sécurité mentionnées dans ce manuel est primordial afin d'éviter toutes blessures à l'utilisateur et à autrui. Le réglage inadéquat ou erroné augmente les risques d'accident. Avant de procéder aux réglages, il est important de lire attentivement l'ensemble du contenu de ce manuel. Physipro Inc. ne sera pas tenu responsable de dommages corporels ou matériels découlant d'une mauvaise utilisation ou de réglages non professionnels.

Physipro Inc. se dégage de toute responsabilité liée aux dommages pouvant être subis au cours du transport ou l'endommagement découlant de toute autre circonstance indépendante de la volonté de Physipro Inc. La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie exprimée.

La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie exprimée.

NOTES:

[illegible]

NOTES:

[illegible]



PHYSIPRO®

www.physipro.com

Canada



LES ÉQUIPEMENTS
ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec)
J1G 2R7 Canada

T. 1 800 668-2252
F. 819 565-3337
info@physipro.com
order@physipro.com

Europe



Importateur :
SASU PHYSIPRO IMPORT

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers - France

T. 02 41 69 38 01
F. 02.41.69.43.32
contact@physipro.fr