

Date :	N° de commande :
Nom :	Prénom :
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :

CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
VOTRE ADRESSE COURRIEL		

La couche de maintien est un élément de contention permettant d'obtenir un soutien accru par rapport aux ceintures. Attachée à l'aide d'un Velcro sur le dossier du fauteuil, elle permet de limiter les glissements du bassin.

## **A Dimensions Standard - 120 \$**


Mesures standards:

A - 8" B - 4" C - 6" D - 2" E - 28"

<b>Tissu :</b>	<input type="checkbox"/> Lycra imperméable	<input type="checkbox"/> Cuirette
<b>Mousse:</b>	<input type="checkbox"/> Forma foam ½" (standard)	<input type="checkbox"/> Plastazote ⅜" et Sunmate ½"
<b>Système de fermeture:</b>	<input type="checkbox"/> Boucles en plastique (SC7710-WB)	<input type="checkbox"/> Boutons pression (SC7710-WS) <input type="checkbox"/> Velcro (SC7710-WV)

## **B Dimensions Non-standard - 216 \$**

<b>Tissu :</b>	<input type="checkbox"/> Lycra imperméable	<input type="checkbox"/> Cuirette
<b>Mousse:</b>	<input type="checkbox"/> Forma foam ½" (standard)	<input type="checkbox"/> Plastazote ⅜" et Sunmate ½"
<b>Système de fermeture:</b>	<input type="checkbox"/> Boucles en plastique (SC7712-WB)	<input type="checkbox"/> Boutons pression (SC7712-WS) <input type="checkbox"/> Velcro (SC7712-WV)



Si vous désirez des mesures personnalisées, merci de les indiquer dans les espaces pré-vus ci-dessous.

Remarques:
