



Coussin personnalisé Fusion

Présentation coussin personnalisé -



Le coussin **Fusion** permet de répondre à un large ensemble de besoins, grâce à de nombreuses possibilités de personnalisation.

Composé de mousses de construction, de dispersion et de confort, l'utilisation de matériaux adaptés parmi les nombreux proposés préviendra les risques de talonnement et optimisera le ressenti de confort propre à chaque personne.

Par l'ajout d'éléments de forme, la structure du coussin pourra ainsi être totalement personnalisée, en s'adaptant à la morphologie et aux divers besoins de chacun tout en gardant, si besoin, des capacités d'évolution et de modularité.

Le coussin **Fusion** est conçu avec les mousses et les éléments de votre choix. Il est fabriqué selon un schéma que vous aurez réalisé.

Caractéristiques techniques

Dimensions :

Largeur et profondeur : de 255 à 605 mm, soit 10 à 24 pouces

Dimensions possibles : tous les pouces (voir tableau des correspondances dans le chapitre "Outils" de nos tarifs)

Hauteur : selon votre choix de matériaux

Adaptation au support :

Toile d'assise (biseau anti-effet hamac)

Assise rigide (plat)

Composition selon votre choix :

Mousses de construction : Plastazote/Eva/Constructor

Mousses de dispersion : Temper foam mou ou médium, mousse mémoire extra-mou, mou ou médium

Mousses de confort : Uréthane, Latex, Viscose

Épaisseur du coussin :

Les coussins d'une épaisseur inférieure à 3 pouces (7.5 cm) peuvent parfois ne pas convenir pour des utilisateurs ayant une déformation prononcée de la ceinture pelvienne et/ou un poids de plus de 68 kg.

Éléments de forme :

Lorsque des éléments de forme sont sélectionnés, une base de Eva foam de 1/4 de pouce (0.60 cm) est installée par défaut.

Gel :

Si une butée d'abduction (fixée par Velcro ou stratifiée/collée) est sélectionnée, le gel sera encastré au niveau de la cuvette seulement. Dans le cas contraire, le gel recouvrera la surface totale du coussin.

Gel de dimensions 14 x 14 pouces (355 x 355 cm) : installation sur les coussins ayant une largeur de 20 pouces (505 cm) maximum.

Gel de dimensions 18 x 18 pouces (455 x 455 cm) : installation sur les coussins ayant une largeur supérieure à 21 pouces (530 cm).

Housse extérieure Physipro :

Tissus Lycra et Airknit

Dessous antidérapant

Housse incontinence :

Latex - Lavable en machine

**Code LPP : 4550001/4550002****Sur devis**

4550001 - Désignation : VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP, FREV.
 4550002 - Désignation : VPH, supplément sur devis pour fauteuil manuel sportif.
 Prescription médicale : médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique.
 Les codes LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Physipro Inc.

Coussin personnalisé Fusion

Bon de commande coussin personnalisé - Fusion - TVA 5.5 %

▲ Standard (produit livré en l'absence de contre indication) ⚠ Ni repris, ni échangé

Désignation	Référence	Visuel	Prix HT	Prix TTC
Coussin Fusion	S2955	Exemples de réalisation : Complexe	Sur devis	Sur devis
Housse extensible supplémentaire € Imperméable (tissu Startex RR) en option	S2290	Simple	Sur devis	Sur devis

Dimensions

Largeur mm (respecter impérativement la correspondance en pouces, voir "Outils")
Profondeur mm (respecter impérativement la correspondance en pouces, voir "Outils")

Assise/coupe


Le coussin d'assise sera installé sur un fauteuil avec une assise :

- ▲ Rigide avec base Plastazote/Eva 1.25 cm
- Toilée avec biseau AEH en Constructor/Eva (à choisir dans les options)
- Canevas (assise toilée)
▲ sans renfort ABS (choix du renfort ABS dans les options)

Composition de mousses (de la couche inférieure à la couche supérieure)

Ordre de conception :

- Ordre 3
- Ordre 2
- Ordre 1









Référence	Mousse de construction	Epaisseur	Ordre
VR9010C	Constructor/Eva	2.50 cm	
Référence	Mousse de dispersion	Epaisseur	Ordre
VR10307C	Mousse mémoire extra-mou	1.25 cm	
VR9391C	Mousse mémoire extra-mou	2.50 cm	
VR10110C	Mousse mémoire mou	1.25 cm	
VR10091C	Mousse mémoire mou	2.50 cm	
VR10099C	Mousse mémoire moyen	1.25 cm	
VR10092C	Mousse mémoire moyen	2.50 cm	
VR10111C	Temper T-36	1.25 cm	
VR10093C	Temper T-36	2.50 cm	
VR10112C	Temper T-38	1.25 cm	

Référence	Mousse de confort	Epaisseur	Ordre
VR10095C	Temper T-38	2.50 cm	
VR10341	Uréthane/Velva	1.25 cm	
VR10077	Uréthane/Velva	2.50 cm	
VR10087	Uréthane/Velva	5.00 cm	
VR10085C	Latex	2.50 cm	
VR10086C	Latex	5.00 cm	
VR10342	Viscose	1.25 cm	
VR10073	Viscose	2.50 cm	
GEL-CABA01	Gel carrelé Blue Aqua	1.25 cm	
GEL-PEBA01	Gel Peeble Blue Aqua	1.25 cm	



Coussin personnalisé Fusion

Options pour coussin Fusion

Désignation	Référence	Dimensions en cm	Epaisseur en cm	Prix HT	Prix TTC
Butée d'adduction rigide intégrée Composée d'une couche de plastazote, d'un renfort en aluminium et d'une couche de mousse mémoire Côté droit Côté gauche Sur mesure à l'unité 	S2965-1	P10 - H au dessus du coussin 5	Ecart entre les butées (minimum 2.5 cm d'épaisseur par butée)	91.94 € l'unité	97.00 € l'unité
	S2965-2	P12.5 - H au dessus du coussin 7.5			
	S2965-3	P15 - H au dessus du coussin 10			
	S2965-0	P____ - H au dessus du coussin ____		175.36 €	185.00 €
Appui pelvien rigide intégré Composé d'une couche de plastazote, d'un renfort en aluminium et d'une couche de mousse mémoire Côté droit Côté gauche Sur mesure à l'unité 	S2890-1	P15 - H au dessus du coussin 7.5	Ecart entre les appuis (minimum 2.5 cm d'épaisseur par appui)	91.94 € l'unité	97.00 € l'unité
	S2890-2	P17.5 - H au dessus du coussin 10			
	S2890-3	P20 - H au dessus du coussin 12.5			
	S2890-0	P____ - H au dessus du coussin ____		175.36 €	185.00 €
Coussin pelvien en Uréthane à l'unité + housse Droit Gauche 	S2861	Profondeur 24 - Hauteur 14	2.50	61.61 €	65.00 €
	S2866		3.75		
	S2871		5.00		
Biseau fessier en Uréthane Côté droit Côté gauche 	S2675-0606-1.0	L/P 15	2.50	33.18 €	35.00 €
	S2675-0606-1.5		3.75		
	S2675-0606-2.0		5.00		
	S2675-0808-1.0	L/P 20	2.50	33.18 €	35.00 €
	S2675-0808-1.5		3.75		
	S2675-0808-2.0		5.00		
	S2675-1010-1.0	L/P 25	2.50	33.18 €	35.00 €
	S2675-1010-1.5		3.75		
	S2675-1010-2.0		5.00		
Butée ABD en Uréthane  Incompatible avec profil anatomique	S2725-1	L7.50 x H5	Profondeur 17.50 cm	28.44 €	30.00 €
	S2725-2	L10 x H6			
	S2725-3	L12.50 x H7.5			
Biseau pointe en Constructor/Eva 	S2655-1.0	Profondeur 20	Hauteur 2.50	28.44 €	30.00 €
	S2655-1.5		Hauteur 3.75		
	S2655-2.0		Hauteur 5.00		



Coussin personnalisé Fusion

Options pour coussin Fusion













Désignation	Référence	Dimensions en cm	Epaisseur en cm	Prix HT	Prix TTC
Biseau fessier en Constructor/Eva Côté droit Côté gauche 	S2680-0606-1.0	L/P 15	2.50	37.91 €	40.00 €
	S2680-0606-1.5		3.75		
	S2680-0606-2.0		5.00		
	S2680-0808-1.0	L/P 20	2.50	37.91 €	40.00 €
			3.75		
			5.00		
	S2680-1010-1.0	L/P 25	2.50	37.91 €	40.00 €
			3.75		
			5.00		
Biseau crural en Constructor/Eva 	S2670	Profondeur 20	Hauteur 2.50 3.75 5.00	42.65 €	45.00 €
	S2666	Profondeur 25			
	S2667	Profondeur 30			
Biseau AEH en Constructor/Eva 	S2685-1.0	Adaptées aux dimensions du coussin	2.50	56.87 €	60.00 €
	S2685-1.5		3.75		
	S2685-2.0		5.00		
Renfort ABS pour coupe canevas	S2980	Adaptées au coussin		85.31 €	90.00 €
4 cordons attache-housse Prix par housse	S1120			19.91 €	21.00 €

Tableau des profils personnalisés pour coussin Fusion

Profil bas surbaissé de 2.5 cm  Incompatible avec profil anatomique et devant oblique		87.50 €	92.31 €
Profondeur inégale avec retrait coté droit coté gauche de 2.5 cm ou 5 cm			
Surbaissé à droite de 2.5 cm Surbaissé à gauche de 2.5 cm  Incompatible avec profil anatomique			
Devant oblique de 3.75 cm  Incompatible avec profil surbaissé et anatomique			
Anatomique  Incompatible avec profil surbaissé, devant oblique et butée d'abduction			



Coussin personnalisé Fusion

Schéma du coussin Fusion

