

POSITIONNEMENT

AU LIT



Pourquoi, comment ça marche
et pour qui

Appui-thoracique au lit

Positionnement au lit

POSITIONNEMENT AU LIT

POURQUOI?

Le positionnement au lit est une composante importante de certains programmes de réadaptation. Une position adéquate et confortable favorise le repos et réduit les risques de contractures et de plaies de lit. Les frictions et le cisaillement sont notamment réduits grâce l'utilisation de dispositifs de positionnement. Ces derniers sont spécialement conçus afin de permettre la prévention et/ou la cicatrisation de plaies de pression déjà constituées.

COMMENT ÇA MARCHE?

Le positionnement au lit consiste à établir pour chaque patient une série de changements de position à effectuer en fonction des événements de la journée (toilette, repas, soins, sieste, etc.).

Selon ce principe, les professionnels de la santé font de plus en plus appel à des accessoires malléables et versatiles tels que les coussins et les traversins, mais aussi à des dispositifs spécifiques tels que les produits d'assistance à la posture en microbilles.

Ces aides à la posture contribuent à la mise en place des différentes positions requises par les patients et soulagent ces derniers selon leurs besoins spécifiques.

POUR QUI?



**PERSONNES COUCHÉES
POUR RECEVOIR DES
SOINS POSTOPÉRATOIRES**



**PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE**



**PERSONNES EN
CONVALESCENCE OU
QUI DOIVENT RESTER
ALITÉES SUR DE LONGUES
PÉRIODES DE TEMPS**



**PERSONNES ÂGÉES
EN MAISON DE REPOS
OU EN CENTRES DE
SOINS DE LONGUE
DURÉE**

APPUI-THORACIQUE AU LIT



**POSITIONNEMENT LATÉRAL
DU TRONC**



**RÉDUCTION
DE LA PRESSION**



**FACILITÉ
D'AJUSTEMENT**




**HOUSSE IMPERMÉABLE
RÉSISTANTE AU
CHLORUX ET VIROX**



Les appuis-thoraciques au lit s'installent au niveau du tronc afin d'accueillir les personnes alitées lors du relèvement de la tête de lit. Le système est simple, léger et facile à manipuler pour l'intervenant. Ce système permet un contrôle latéral du tronc et contribue à répartir la pression sur une plus grande surface afin d'améliorer les fonctions respiratoires et le transit intestinal. Le format proposé par Physipro^{MC} s'adapte facilement aux lits d'hôpitaux et les bandes velcro permettent un ajustement précis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécification	Ensemble
Code	LI8070
Composition	Appuis-thoracique gauche et droit, toile velcro et housse en T-Jersey
Spécification	Housse
Code	Pour appuis-thoracique gauche : LI8095 Pour appuis-thoracique droit : LI8090



POSITIONNEMENT AU LIT



COUSSIN BOUÉE MODULAIRE DE FORME CIRCULAIRE

Le coussin bouée maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus dorsal.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	LI8410
Poids	1,1 lb
Dimension	18" x 18"
Spécification	Housse
Code	T-Jersey : LI8415 Bambou : LI8415_BAMBOU



COUSSIN ½ BOUÉE

Le coussin ½ bouée permet de prévenir la formation d'escarre au niveau des genoux et des malléoles. Combinée à un coussin cylindrique, cette composante est idéale dans des cas d'adduction.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	LI8310
Poids	0,8 lb
Dimension	23 ½" x 13 ½"
Spécification	Housse
Code	T-Jersey : LI8315 Bambou : LI8315_BAMBOU

COUSSIN CYLINDRIQUE

Le coussin cylindrique peut être positionné de plusieurs façons, notamment sous les genoux afin de réduire le creux lombaire. Combiné à un coussin ½ bouée, il permet de maintenir les membres inférieurs en abduction.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	LI8340
Poids	1,4 lb
Dimension	8" x 23 ½"
Spécification	Housse
Code	T-Jersey : LI8345 Bambou : LI8345_BAMBOU




COUSSIN D'ABDUCTION

Le coussin d'abduction permet de stabiliser les jambes en position d'écartement, tout en respectant l'anatomie des cuisses et l'angle d'ouverture naturelle des membres inférieurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	LI8370
Poids	0,9 lb
Dimension	13 ½" x 11"
Spécification	Housse
Code	T-Jersey : LI8375 Bambou : LI8375_BAMBOU



POSITIONNEMENT AU LIT



COUSSIN DE POSITIONNEMENT LATÉRAL 30°

Le coussin de positionnement latéral 30° procure un confort de positionnement au niveau du tronc, du bassin et des genoux en décubitus semi-latéral 30°. Il comporte un oreiller intégré pour un confort optimal. Ce coussin est particulièrement apprécié par les femmes enceintes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	- de 165 cm : LI8400 + de 165 cm : LI8380
Poids	- de 165 cm : 4,4 lb + de 165 cm : 4,8 lb
Dimension	- de 165 cm : 67" x 29" + de 165 cm : 71 ½" x 21"
Spécification	Housse
Code (- de 165 cm)	T-Jersey : LI8405 Bambou : LI8405_BAMBOU
Code (+ de 165 cm)	T-Jersey : LI8385 Bambou : LI8385_BAMBOU



COUSSIN DEMI-LUNE

Le coussin demi-lune maintient et cale confortablement le tronc et le bassin du patient en position décubitus dorsal. Il diminue également la pression exercée au niveau des coudes. S'adapte parfaitement à différentes morphologies et principalement aux patients atteints d'hémiplégie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	LI8390
Poids	4,2 lb
Dimension	54" x 31 ½"
Spécification	Housse
Code	T-Jersey : LI8395 Bambou : LI8395_BAMBOU

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MAINS ET PIEDS

Lors du positionnement en décubitus dorsal, la mise en décharge des coudes et des talons est recommandée. Pour ce faire, il suffit d'installer les coussins de positionnement au niveau de l'avant-bras et de la jambe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	Coussin main : LI8360 Coussin pied : LI8350
Poids	0,5 lb
Dimension	15" x 8"
Spécification	Housse
Code (Coussin main)	T-Jersey : LI8365 Bambou : LI8365_BAMBOU
Code (Coussin pied)	T-Jersey : LI8355 Bambou : LI8355_BAMBOU



COUSSIN - PETITE ET MOYENNE TAILLE

Ces coussins ultralégers sont particulièrement pratiques et offrent une multitude de possibilités d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Spécification	Coussin
Code	Petite taille : LI8320 Moyenne taille : LI8330
Poids	Petite taille : 0,5 lb Moyenne taille : 1,27 lb
Dimension	Petite taille : 14 ½" x 10" Moyenne taille : 22" x 15 ½"
Spécification	Housse
Code (Petite taille)	T-Jersey : LI8325 Bambou : LI8325_BAMBOU
Code (Moyenne taille)	T-Jersey : LI8335 Bambou : LI8335_BAMBOU





PHYSIPRO^{MD}

Aides techniques à la posture et à la mobilité

30ans

Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

1 800 668-2252
info@physipro.com
www.physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

02 41 69 38 01
contact@physipro.fr