



Appui -moignon

D'un confort et d'une fonctionnalité permettant un alignement optimal du segment tibial, l'appui-moignon est composé d'une mousse de dispersion de 1 po (2,5cm) (SunMate mou) et d'une mousse visco-élastique de 1/2 po (1,5cm) (Viscose). Cette composition offre une protection et un confort absolu.

Caractéristiques d'ajustement



- Ajustement en angle
- Course de 0° à 90°



- Ajustement en hauteur
- Course de 9 po (23 cm)



- Ajustement en profondeur
- Course de 5 po (13 cm)



- Ajustement en largeur
- Course de 1 po (2,5 cm)

No produit	Description	Épaisseur		Largeur		Profondeur	
		cm	po	cm	po	cm	po
MI7267	Support d'appui-moignon et coussin 2 po (5 cm)	5	2	19	7 ½	28	11
MI7258	Support d'appui-moignon						
MI7265	Coussin 2 po (5 cm) pour appui-moignon	5	2	19	7 ½	28	11
MI7270	Housse de rechange de coussin 2 po (5 cm) pour appui-moignon						