




- * Pour les coussins de confort, une housse de nylon et lycra imperméable et une enveloppe d'incontinence en polyuréthane sans composantes de latex sont incluses. Différents formats et possibilités d'installation vous sont présentés à la section 1.10.


Coussin LXA



N° de produit	Description
S2455	Coussin LXA
Housse de rechange	
S2460	Housse pour coussin LXA
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2465	Enveloppe d'incontinence pour coussin LXA

Le plissement et l'humidité sont contrôlés grâce au **coussin LXA** qui est fabriqué à partir d'une mousse d'uréthane de faible densité jumelée à une plaque de gel carrelé. D'un grand confort, il est le soutien parfait pour les douleurs occasionnées par le glissement. Il protège également l'épiderme souvent aminci par une protubérance osseuse dû à un relâchement musculaire du grand fessier. Les grandeurs disponibles sont de 10 po (25 cm) à 24 po (61 cm) en largeur comme en profondeur.

Coussin Pudge Sunmate



N° de produit	Description
S2470	Coussin—2 po (5 cm)
Housse de rechange	
S2475	Housse de coussin Pudge sunmate
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2480	Enveloppe de coussin Pudge sunmate


Le coussin Pudge Sunmate, à forte consistance de gel, permet de créer un contour parfait des formes pelviennes afin de répartir les pressions et d'inhiber les proéminences osseuses.



COUSSIN DE CONFORT

Siège


Coussin Latex et Temper



N° de produit	Description
S2485	Coussin Latex et Temper—2 po (5 cm)
Housse de recharge	
S2490	Housse de coussin Latex et Temper
Enveloppe d'incontinence de recharge	
S2495	Enveloppe d'incontinence de coussin Latex et Temper

Simple et d'un grand confort, ce coussin est un jumelage de Temper foam T-38 de 1 po (2,5 cm) ou 2 po (5 cm) et d'une mousse de latex de 1 po (2,5 cm).

Coussin Latex




N° de produit	Description
S2500	Coussin Latex 2 po (5 cm)
Housse de recharge	
S2505	Housse de coussin de Latex
Enveloppe d'incontinence de recharge	
S2510	Enveloppe d'incontinence pour coussin de Latex

D'une épaisseur de 2 po (5 cm), le **coussin de latex** par ses perforations permet une circulation d'air et le confort recherché par une clientèle assise pendant de longues heures.

Physipro



Coussin d'uréthane (Néocor)



N° de produit	Description
S2515	2 po (5cm) épaisseur
S2520	3 po (8,5 cm) épaisseur
Housse de rechange	
S2525	Housse de coussin de 2 po (5 cm)
S2530	Housse de coussin de 3 po (8.5 cm)
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2535	Enveloppe de coussin de 2 po (5 cm)
S2540	Enveloppe de coussin de 3 po (8.5 cm)

Utilisé comme mousse de confort, le coussin d'uréthane (Néocor) vous est offert dans des épaisseurs de 2 po (5 cm) et 3 po (8,5 cm).

Coussin Viscose



N° de produit	Description
S2541	Coussin Viscose
Housse de rechange	
S2542	Housse de coussin
Enveloppe d'incontinence de rechange	
S2543	Enveloppe de coussin

Le coussin Viscose est fabriqué de deux épaisseurs ayant 1 ½ po (3,81 cm) de haut entre lesquelles est stratifié une plaque de gel de 5/8 po (1,59 cm) pour en augmenter le confort.