



Confortable

Léger

Perméable à l'air

Souple

Lavable à la machine

Les produits Stimulite

Les produits Stimulite ressemblent à des nids d'abeilles. Ils sont souples, fusionnés, sans adhésif, ce qui leur permet de conserver tous les avantages du matériau de base.

Chacune des milliers de cellules qui les composent "respire" en permanence et ventile l'assise, évacuant ainsi l'humidité.

Prévient la macération de la peau

L'exposition prolongée à la chaleur, aux fluides corporels et à l'humidité peut provoquer la macération de la peau. Une macération importante diminue la tolérance à la pression et peut entraîner l'apparition de plaies. Le matelassé alvéolaire perforé de Stimulite facilite la circulation d'air et l'évacuation de l'humidité, ce qui contribue à maintenir la peau en santé. L'empreinte des alvéoles perforées et leur système de flexion stimulent le flux sanguin et favorisent la circulation.


Circulation d'air et évacuation de l'humidité



Système complet d'aération

Soulage la pression et stabilise le positionnement


Les nids d'abeilles Stimulite soulagent la pression en la répartissant loin des zones sensibles. Par conséquent, les protubérances osseuses ressentent le même soulagement que les autres parties de l'anatomie. Les alvéoles en nids d'abeilles s'adaptent à la forme du corps et répartissent le poids uniformément. De plus, cette structure permet de stabiliser toutes les positions du corps, grâce à l'étirement axial des parois alvéolaires, perpendiculaires à l'anatomie.



Répartition uniforme du poids

Diminue l'effet de cisaillement sur la peau

La fermeté du matériau régularise à la fois l'effet de cisaillement et la stabilité. En effet, une fermeté plus importante accroît l'effet de cisaillement, tandis qu'une fermeté trop faible diminue la stabilité. Les nids d'abeilles Stimulite minimisent l'effet de cisaillement, sans pour autant sacrifier la stabilité. Les alvéoles en nids d'abeilles s'alignent dans le prolongement du corps et fléchissent selon le mouvement, de façon à diminuer l'effet de cisaillement contre la peau. Elles reprennent ensuite leur position instantanément.



Diffusion des forces latérales

Lit

Physipro



Aide à prévenir la mort subite du nourrisson

Matelas de berceau Stimulite

Description						
N° de produit	Hauteur		Largeur		Profondeur	
	po	cm	po	cm	po	cm
BMAT1632	2	5	16	40	32	81

Pesant 3 lbs (1,36 kg), le matelas pour lit d'enfant réduit les risques de suffocation puisque les cellules d'air permettent une circulation d'air horizontalement et verticalement.

- Lavable et séchable à la machine
- Possibilité de personnalisé

Oreiller Stimulite

Rafraîchissant et confortable à souhait



Description						
N° de produit	Hauteur		Largeur		Profondeur	
	po	cm	po	cm	po	cm
PIL	3	7,5	19	48	15	38

L'oreiller aéré nids d'abeilles, comprend une structure alvéolaire moelleuse et luxueuse qui soulage la pression et facilite la respiration, en vous gardant au frais et au sec. S'adapte confortablement à la tête et au cou, grâce aux traversins sur un des deux côtés, pour un meilleur support.

- Pesant près de 1 lbs (0,45 kg)
- Attention : De tous les produits présentés dans cette section, seul l'oreiller est lavable à la main.

Oreiller de voyage Stimulite



Relaxant et confortable, l'oreiller de voyage Stimulite peut vous suivre partout. Doux et d'un bon maintien, il supporte la tête et le cou en laissant circuler l'air et évacuer l'humidité. L'oreiller comprend deux configurations de nids d'abeilles différentes, l'une légèrement plus ferme que l'autre pour combler vos besoins. Convient parfaitement au tapis confort pour un bien-être à son meilleur.

- lavable à la machine