

Facile à nettoyer

- Le coussin dorsal se retire et s'installe aisément pour le nettoyage de la housse SANS altérer l'ajustement des courroies.

Plus confortable

- Offre un confort supérieur grâce à l'ajout de la mousse viscoélastique 1/2 pouce.
- Protège le dos de la dureté des montants du fauteuil par sa largeur plus enveloppante.

Fini les accros




- Protège les vêtements avec ses velcros mousses sur les montants du fauteuil.

Pochette pour le rangement

- Permet le rangement sécuritaire de vos effets personnels avec sa nouvelle pochette dorsale refermable;

Courroies interchangeables

- Nos quatre courroies sont toujours interchangeables (gauche, droite, haut, bas) pour faciliter l'installation du dossier selon si vous êtes droitier ou gaucher.



Balayez pour plus de détails



Avantages cliniques

- Dossier à tension réglable avec système de courroies unilatérales;
- Ajustement précis et continu;
- Personnalisation du coussinage disponible;
- Compatible avec deux modèles d'ancrage d'appuis-thoraciques installés sur les montants de dossier.

Ajout d'un support thoracique / courroie lombaire

- Permet de corriger une bascule antérieure du bassin, de combler une lordose ou d'obtenir un profil cyphotique si installée au niveau dorsal.

