



Date :		N° de commande :	
Nom du client :		Prénom du client :	
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
→	Confirmation par courriel	Oui ☐	Non ☐
→	Recevoir l'infolettre Physipro ^{MC}	Oui ☐	Non ☐

★ OPTIONS SANS FRAIS
LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
EN MÊME TEMPS QUE LE COUSSIN.
(VALIDES SEULEMENT POUR LES
SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)


	Spécification de prix
	Spécification technique

FUSION ^{MD}						
DIMENSION						
	DIMENSION MIN. : 10" X 10" DIMENSION MAX. : 26" X 22"					
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX
Non-standard 	20" et - :	L : _____"	P : _____"	S2955	511 \$ ch.	←
	21" et + :	L : _____"	P : _____"	S2956	691 \$ ch.	←
CHOIX D'INSTALLATION						
	INSTALLATION STANDARD : L'installation Plate (sans renfort en ABS) sera choisie par défaut, si aucun choix est coché.					
	INSTALLATION ENCASTRÉE : L'installation Encastrée n'est pas compatible avec la base en mousse de 2" d'épaisseur.					
Plate	Sans renfort en ABS 			S1900-FUS	STD	☐
	Avec renfort en ABS			S2980-FUS	73 \$ ch. 	☐
Encastrée 	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S1901-FUS-...	S/F	←
Canevas	Sans renfort en ABS			S1902-FUS	S/F	☐
	Avec renfort en ABS			S2980-FUS	73 \$ ch. 	☐

CHOIX DE COUPE						
	SANS FRAIS - QUÉBEC SEULEMENT : Tous les choix de coupes personnalisées seront incluses si commandées en même temps que le coussin, et ce, peu importe le nombre de coupes sélectionnées.				PRIX	75 \$ ch. 
CHOIX	DESCRIPTION	CODE	CHOIX	DESCRIPTION	CODE	
☐	Anatomique Abaissement de 1 1/2"	S1332-FUS -CA 	☐	Profil Bas Diminution du devant de 1" jusqu'à 0 à l'arrière	S1332-FUS -PB 	
☐	Surbaissé - Gauche Abaissement de 1 1/2"	S1332-FUS -CSB-L 	☐	Surbaissé - Droite Abaissement de 1 1/2"	S1332-FUS -CSB-R 	
☐	Profondeur inégale - Gauche → Retrait désiré : -1" ☐ -2" ☐	1332-FUS -CPI-... 	☐	Profondeur inégale - Droite → Retrait désiré : -1" ☐ -2" ☐	S1332-FUS -CPI-... 	
☐	Devant oblique	S1332-FUS -DO 	☐	Devant arrondi	S1332-FUS -DA 	
☐	Dégagement au sacrum	S1332-FUS -DS 	NOTES :			

ÉLÉMENTS DE FORME Si l'ajout d'éléments de forme est requis, veuillez cocher la case et remplir les sections appropriées sur les pages 3 et 4. ☐







NOTES :






COMPOSITION DU COUSSIN				
ÉPAISSEUR DE MOINS DE 3" : Les coussins ayant une épaisseur de moins de 3" peuvent parfois ne pas convenir pour des utilisateurs ayant une déformation prononcée de la ceinture pelvienne et/ou un poids de plus de 68 kg (150 lb).	DESCRIPTION	CODE	PRIX	ORDRE
ÉLÉMENTS DE FORME: Lorsque des éléments de forme sont sélectionnés, une base de EVA foam ¼" est installée par défaut.	EVA foam (mousse de construction) ¼"	VR9085-VNC	S/F	
	EVA foam (mousse de construction) ½"	VR9097-VNC		
GELS : Si une butée d'abduction (fixée à velcro ou stratifiée) est sélectionnée, le gel sera encastré au niveau de la cuvette seulement. Dans le cas contraire, le gel sera sur la surface totale du coussin.	Uréthane injecté (LXA) souple 1"	VR5010		
	Uréthane injecté (LXA) souple 1 ½"	VR5010		
GELS 14" x 14" : Installation sur les coussins ayant une largeur de 20" et moins seulement.	Uréthane injecté (LXA) souple 2"	VR5010		
	Uréthane (VF-40) ½"	VR10341		
GELS 18" x 18" : Installation sur les coussins ayant une largeur de 21" et plus seulement.	Uréthane (VF-40) 1"	VR10077		
	Uréthane (VF-40) 2"	VR10087		
ORDRE DE CONCEPTION : L'ordre de conception est choisi en partant de la couche inférieure (A) à la couche de finition. Inscrivez les lettres en ordre alphabétique (A, B, C,...) dans les cases des mousses et gels voulues.	Latex 1"	VR10085C		
	Latex 2"	VR10086C		
	Viscose ½"	VR10342		
	Viscose 1"	VR10073		
	Mousse mémoire extra-souple ½"	VR10307C		
	Mousse mémoire extra-souple 1"	VR9391C		
	Mousse mémoire souple ½"	VR10343		
	Mousse mémoire souple 1"	VR10344		
	Mousse mémoire médium ½"	VR10099C		
	Mousse mémoire médium 1"	VR10092C		
	Temper T-38 ½"	VR10375		
	Temper T-38 1"	VR10374		
	Gel Géo-Matrix (Pillowtop) cellules ouvertes ½"	GEL-BMD01-2428		
	Gel Geo-Matrix (Pillowtop) cellules fermées ¾"	GEL-BMD04		
	Gel carrelé bleu aqua (14" x 14") ½" 	GEL-CABA01		
	Gel carrelé bleu aqua (18" x 18") ½" 	GEL-CABA02		
	Gel pebble bleu aqua (20" x 20") ½"	GEL-PEBA03		
NOTES :	Temper T-36 ½"	VR10373	160 \$ ch.	
	Temper T-36 1"	VR10372	222 \$ ch.	
	Gel silicone (14" x 14") ½" 	GEL-DG14145	112 \$ ch.	
	Gel silicone (18" x 18") ½" 	GEL-DG18185	145 \$ ch.	
	Gel silicone (20" x 20") ½"	GEL-DG20205	169 \$ ch.	

HOUSSES ESTHÉTIQUES						
	PRIX QUÉBEC SEULEMENT : Le coût d'une housse imperméable pour les services d'aides techniques est de 30 \$ si commandée en même temps que le coussin. Notez toutefois que des frais de 120 \$ s'appliqueront pour chaque housse imperméable commandée ultérieurement.					
	ANTI GLISSEMENT : Non disponible avec les butées d'adduction stratifiées et les appuis-pelviens stratifiés.					
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PREMIÈRE HOUSSE		DEUXIÈME HOUSSE	
			PRIX	CHOIX	PRIX	CHOIX
Housses esthétiques	Extensible	S2290-...	STD	☐	90 \$ ch. 	☐
	Antiglisement 	S2292-...	S/F	☐		☐
	Imperméable	S2240-...	120 \$ 30 \$ 	☐	120 \$ 30 \$ 	☐
Pochette amovible (option)	Pochette amovible à velcro installée à l'avant du coussin avec fermeture éclair.	S4400	35 \$ ch.	☐	35 \$ ch.	☐

ENVELOPPES IMPERMÉABLES				
	ENVELOPPE À FERMETURE ÉCLAIR : Non disponible avec la coupe aux profondeurs inégales de 2" et tous les éléments de forme (exceptés les biseaux et les appuis-pelviens amovibles.)			
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	CHOIX
Enveloppes imperméables	Enveloppe à fermeture éclair 	S9980-...	90 \$ ch.	☐
	Pellicule transparente à velcro	S2465-...		☐

	COUSSINS NON-STANDARD : Veuillez noter que les coussins possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes sont non-remboursables : dimension non-standard, choix de coupe et/ou élément de forme stratifié.
---	--

ÉLÉMENTS DE FORME									
⚠ Le biseau crural sera toujours sans frais si sélectionné en même temps que le coussin. Suite à l'atteinte du montant maximal alloué par la Régie de l'assurance maladie du Québec de 120\$ pour les autres composants de positionnement du bassin normalisés, ou de 216\$ pour les autres composants de positionnement du bassin fabriqués sur mesure, tout autre élément de forme sélectionné sera sans frais. Les housses pour éléments de formes ne sont pas comprises dans cette offre.									
BISEAU CRURAL									
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Biseau crural Plat 	Standard	Dimension :	P : 8"	P2 : 4"	A : 4"	S2670-... *	30 \$ ch.	☐	
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
	EVA foam	Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
		Non-standard	Dimension :	P : _____" P2 : _____" A : _____"			S2670-4 *	45 \$ ch.	☐
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
Housse pour biseau crural - Plat						S2961	35 \$ ch.	☐	
Biseau crural En pointe 	Standard	Dimension :	P : 8"			S2655-... *	30 \$ ch.	☐	
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
	EVA foam	Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
		Non-standard	Dimension :	P : _____"			S2655-4 *	45 \$ ch.	☐
	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
Housse pour biseau crural - En pointe						S2960	35 \$ ch.	☐	
BISEAU ANTI-EFFET HAMAC									
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Biseau AEH - Plat 	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S2695-...	60 \$ ch.	☐	
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
Housse pour biseau anti-effet hamac - Plat						S2705	45 \$ ch.	☐	
Biseau AEH- En pointe 	EVA foam	Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐	S2685-...	60 \$ ch.	☐	
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
Housse pour biseau anti-effet hamac - En pointe						S2690	45 \$ ch.	☐	
BISEAU FESSIER									
🔧 FIXATION VELCRO : Vous recevrez votre biseau fixé à velcro si aucun choix n'est coché.									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	G	D
Biseau fessier 	Uréthane	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐	S2675-...	30 \$ ch.	☐	☐
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
	EVA foam	Dimension :	6" x 6" ☐	8" x 8" ☐	10" x 10" ☐	S2680-...	30 \$ ch.	☐	☐
		Épaisseur :	1" ☐	1 1/2" ☐	2" ☐				
		Fixation :	Velcro ☐ Stratifié ☐						
Housse pour biseau fessier						S2681-...	35 \$ ch.	☐	☐
BUTÉE D'ABDUCTION À VELCRO									
PRODUIT	DESCRIPTION					CODE	PRIX	CHOIX	
Butée d'abduction À Velcro  	Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	S2725-P	30 \$ ch.	☐	
			L : 3"	P : 7"	H : 2"	S2725-1			
			L : 4"	P : 7"	H : 2 1/2"	S2725-2			
			L : 5"	P : 7"	H : 3"	S2725-3			
	Uréthane	Standard	L : _____"	P : _____"	H : _____"	S2725-0	43 \$ ch.	☐	
	Velcro	Standard	L : 2"	P : 5"	H : 2"	S2726-P	30 \$ ch.	☐	
			L : 3"	P : 7"	H : 2"	S2726-1			
L : 4"			P : 7"	H : 2 1/2"	S2726-2				
L : 5"			P : 7"	H : 3"	S2726-3				
EVA foam	Standard	L : _____"	P : _____"	H : _____"	S2726-0	54 \$ ch.	☐		
Housse pour butée d'abduction à velcro						S2727	26 \$ ch.	☐	

BUTÉE D'ABDUCTION STRATIFIÉE																								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	CHOIX																		
	Stratifiée EVA foam	Standard	L : 2 1/2" P : 3" H : 3"	S2724-1	30 \$ ch.	☐																		
			L : 3" P : 4" H : 4"	S2724-2		☐																		
			L : 3 1/2" P : 5" H : 5"	S2724-3		☐																		
		Non-Standard	L : _____" P : _____" H : _____"	S2724-0	54 \$ ch.	☐																		
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE (RENFORT EN ALUMINIUM)																								
BUTÉE D'ADDUCTION STRATIFIÉE : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																	
	Stratifié avec renfort en aluminium	Standard	H : 2" P : 4" É : 1"	S2965-1-...	30\$ ch.	☐	☐																	
			H : 3" P : 5" É : 1"	S2965-2-...		☐	☐																	
			H : 4" P : 6" É : 1"	S2965-3-...		☐	☐																	
		EVA foam et mousse mémoire souple	Non-Standard	H : _____" P : _____" É : _____"	S2965-0-...	119 \$ ch.	☐	☐																
APPUI-PELVIER STRATIFIÉ (RENFORT EN ALUMINIUM)																								
APPUI-PELVIER STRATIFIÉ : L'ajout de cet élément de forme réduit la largeur interne du coussin de 2".																								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																	
	Stratifié avec renfort en aluminium	Standard	H : 3" P : 6" É : 1"	S2890-1-...	30\$ ch.	☐	☐																	
			H : 4" P : 7" É : 1"	S2890-2-...		☐	☐																	
			H : 5" P : 8" É : 1"	S2890-3-...		☐	☐																	
		EVA foam et mousse mémoire souple	Non-Standard	H : _____" P : _____" É : _____"	S2890-0-...	119 \$ ch.	☐	☐																
APPUI-PELVIER AMOVIBLE																								
RENFORT : La plaque ABS est fixée avec le coussin pelvien à l'extérieur de la housse.																								
PRODUIT	DESCRIPTION			CODE	PRIX	G	D																	
	Format standard - Uréthane ferme	H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1"	S2861-...	60 \$ ch.	☐	☐																		
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 1 1/2"	S2866-...		☐	☐																		
		H : 5 1/2" P : 9 1/2" É : 2"	S2871-...		☐	☐																		
	Housse en nylon avec fixation velcro			S2875-...	27 \$ ch. ★	☐	☐																	
	Housse en Startex imperméable avec fixation velcro			S2575-...	32 \$ ch. ★	☐	☐																	
	Côté imperméabilisé : Extérieur ☐ Intérieur ☐																							
Renfort	Plaque ABS 1/4" seul H : 5 1/2" P : 9 1/2"		S2937	20 \$ ch. ★	☐	☐																		
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables) H : 5 1/2" + épaisseur du coussin P : 9 1/2"		S2938	37 \$ ch. ★	☐	☐																		
	DIMENSIONS PERSONNALISÉES : Coussin (G) : H : _____" P : _____" Veuillez inscrire la hauteur (H) et la profondeur (P) voulues du coussin. Coussin (D) : H : _____" P : _____"			S2883	108 \$ ch.	☐	☐																	
	CHOIX DE MOUSSE : Inscrivez le numéro correspondant à la mousse voulue dans les cases A, B et C.																							
																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								G	D	A			B			C							
		G	D																					
	A																							
	B																							
	C																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>MOUSSES</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uréthane ferme 1/2"</td> <td>VR9225C</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uréthane ferme 1"</td> <td>VR9235C</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EVA foam 1/4"</td> <td>VR9085VNC</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EVA foam 1/2"</td> <td>VR9097VNC</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mousse mémoire souple 1/2"</td> <td>VR9390C</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mousse mémoire souple 1"</td> <td>VR9400C</td> </tr> </tbody> </table>			NO.	MOUSSES	CODE	1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C	2	Uréthane ferme 1"	VR9235C	3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC	4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC	5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C	6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C
	NO.	MOUSSES	CODE																					
1	Uréthane ferme 1/2"	VR9225C																						
2	Uréthane ferme 1"	VR9235C																						
3	EVA foam 1/4"	VR9085VNC																						
4	EVA foam 1/2"	VR9097VNC																						
5	Mousse mémoire souple 1/2"	VR9390C																						
6	Mousse mémoire souple 1"	VR9400C																						
Housse en nylon Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐			S2886-...	49 \$ ch. ★	☐	☐																		
Housse en Startex imperméable Côté imperméabilisé : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Rabat ☐ Pochette ☐ Velcro ☐ Courroie ☐			S2887-...	52 \$ ch. ★	☐	☐																		
	Renfort 		Plaque ABS 1/4" seul (G)H : _____" P : _____" (D)H : _____" P : _____"		S2937	20 \$ ch. ★	☐	☐																
	Plaque ABS 1/4" avec système de fixation sur plaque de siège (2 équerres réglables) (G)H : _____" P : _____" (D)H : _____" P : _____"		S2938	37 \$ ch. ★	☐	☐																		