

2017-03-15

Date :	N° de commande :
Nom:	Prénom:
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :

CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
VOTRE ADRESSE COURRIEL		



Le système d'appui-thoracique au lit s'installent au niveau du tronc afin d'accommoder les personnes alitées lors du relèvement de la tête de lit. Le système est simple, léger et facile à manipuler pour l'intervenant.

Le format proposé s'adapte facilement aux lits médicalisés et les bandes velcro permettent un ajustement précis.

# PRODUIT	DESCRIPTION	QT.	PRIX	CHOIX
LI8070	Système d'appui-thoracique au lit. <i>Inclus appui-thoracique droit et gauche, toile velcro et housse en T-Jersey gris en standard.</i>	Ensemble Complet	374\$	<input type="checkbox"/>
# PRODUIT	DESCRIPTION	QT.	PRIX	CHOIX
LI8005	Toile Velcro	Chaque	144\$	<input type="checkbox"/>
LI8075	Appui-thoracique au lit—Droit	Chaque	116\$	<input type="checkbox"/>
LI8080	Appui-thoracique au lit—Gauche	Chaque	116\$	<input type="checkbox"/>
HOUSSE DE REMPLACEMENT		QT.	PRIX	CHOIX
LI8090	Housse T-Jersey gris —Droit	Chaque	67\$	<input type="checkbox"/>
LI8095	Housse T-Jersey gris —Gauche	Chaque	67\$	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES