






2026-08-03


Date :	N° de commande :
Nom :	Prénom :
Nom de l'intervenant :	
L'établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :

CONFIRMATION DE COMMANDE PAR COURRIEL	Oui ☐	Non ☐
REÇEVOIR L'INFOLETTRE PHYSIPRO	Oui ☐	Non ☐
VOTRE ADRESSE COURRIEL		


Courroie d'appui-mollet coussinée simple 4 po  Le coussin doit être installé entre les repose-jambes du fauteuil. ☐ MI712066 \$ ☐ MI7520-... Avec Gel112 \$ Largeur requise du coussin: _____"	Courroie d'appui-mollet coussinée double 8 po  Le coussin doit être installé entre les repose-jambes du fauteuil. ☐ MI712577 \$ ☐ MI7525-... Avec Gel148 \$ Largeur requise du coussin: _____"	Courroie au pied  ☐ MI7250.....26 \$ ouverture maximale 12 po
Cale-pied  ☐ MI7135.....40 \$ Réglable par sa fixation de Velcro	Chevillère  ☐ MI7140 #1: 6 ½" à 8 ½"61 \$ ☐ MI7145 #2: 8 ½" à 10"61 \$ ☐ MI7150 #3: 10" à 12 ½"61 \$	Protège-genou  ☐ MI7215 Droite.....86 \$ ☐ MI7220 Gauche.....86 \$
Talonnère  ☐ MI7130 2".....21 \$ ☐ MI7131 4".....33 \$ ☐ MI7133 4" avec coussinage en néoprène.....40 \$ Permet un ajustement en profondeur	Courroie stabilisatrice aux genoux  ☐ MI7195.....216 \$ Largeur fauteuil : _____ Largeur genoux : _____	Équerre correctrice  L'épaisseur standard est ½", l'abs ¼" et plastazote ¼" ☐ MI7025 Équerre correctrice coussinée/pied.....60 \$ ☐ MI7040 Housse.....35 \$ Fabriqué selon vos spécifications H : _____, P : _____, E : _____
Bottine rigide  LI : Largeur interne PI : Profondeur interne H : hauteur de la bottine ☐ MI7230.....109 \$ Petite LI : 2½", PI : 4", H : 1½" ☐ MI7235.....109 \$ Moyenne LI : 4", PI : 5½", H : 1½" ☐ MI7240.....109 \$ Grande LI : 6", PI : 8", H : 1½" ☐ MI7245.....135 \$ Personnalisée selon vos mesures: LI : _____ PI : _____ H : _____		

Gaine protectrice		Palette d'appui-pied en ABS ¼	
 Pleine longueur Oeillet Velcro Pleine longueur en néoprène ☐ MI7300 - Gauche.....36 \$ ☐ MI7300 - Droit.....36 \$ À hauteur du genou en néoprène (œillet) ☐ MI7301 - Gauche.....31 \$ ☐ MI7304 - Droit.....31 \$ À hauteur du genou en néoprène (velcro) ☐ MI7303 - Gauche.....31 \$ ☐ MI7302 - Droit.....31 \$ Non-standard ☐ MI7443* - Gauche ☐ Droite ☐52 \$ ch. *Veuillez nous envoyer votre dessin		 ☐ Gauche ☐ Droite ☐ MI7045: Palette d'appui-pied coussinée.....95 \$ ☐ MI7046: Palette d'appui-pied en ABS ¼"80 \$ ☐ MI7050: Palette d'appui-pied avec antidérapant.....88 \$ ☐ MI7055: Coussinage palette d'appui-pied (sans la housse)20 \$ ☐ MI7060 Housse Dartex ☐ Cuirette ☐62 \$ Fabriqué selon vos spécifications. Dimensions maximums: Largeur 8", Profondeur 8". Pour autres mesures, voir section palette d'appui-pied coussinée pleine grandeur ABS ¼". L: _____, P: _____	

Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS ¼	
☐ MI7288: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS avec antidérapant.....148 \$ ☐ MI7289: Palette d'appui-pied pleine largeur en ABS115 \$ ☐ MI7290: Palette d'appui-pied coussinée—pleine grandeur ABS 1/4.....165 \$ ☐ MI7295 : Cousinage palette d'appui-pied pleine largeur80 \$ ☐ Housse Dartex ☐ Cuirette Fabriqué selon vos spécifications L: _____, P: _____	

Boîte d'appui-pieds	
	☐ MI7066 Boîte d'appuis-pieds.....452 \$ ☐ MI7070 Boîte d'appuis-pieds structure d'ABS.....263 \$ ☐ MI7085 Mécanisme multi réglable96 \$ ☐ MI7115 Équerres (2 unités).....18 \$ <i>* Inscrire les mesures désirées dans les cases réservé à cet effet.</i> Choix de mousse ☐ VR10091 Sunmate mou 1"40 \$ ☐ VR10093 Temper T-36 1"89 \$ ☐ VR10073 Viscose 1"26 \$ ☐ VR10110 Sunmate mou ½"23 \$ ☐ VR10111 Temper T-36 ½"44 \$ ☐ VR10074 Viscose ½"17 \$

Stabilisateurs simples aux genoux



Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
Stabilisateur au genou (système d'ancrage + coussin)					
☐	MI7181-...	X petit	3 po	3 ½ po	216 \$
☐	MI7182-...	Petit	4 po	4 po	216 \$
☐	MI7183-...	Moyen	5 po	4 ½ po	216 \$
☐ Droite			☐ Gauche		

Choix	N° de produits	Description			
		Grandeur	Ouverture	Hauteur	Prix
Coussin de remplacement					
☐	MI7155	X petit	3 po	3 ½ po	56 \$
☐	MI7160	Petit	4 po	4 po	56 \$
☐	MI7165	Moyen	5 po	4 ½ po	56 \$

Choix	N° de produits	Description
☐	...-1	Ancrage pour tube de ¾"
☐	...-2	Ancrage pour tube de ⅞"
☐	...-3	Ancrage pour tube de 1"
☐	...-4	Ancrage pour tube de 1 ⅛"

Notes