



Supracor®

Technology You Can Get Comfortable With®

LIMITATIONS DE POIDS SUGGÉRÉS POUR LES COUSSINS STIMULITE

CLASSIQUE	RECOMMANDÉ POUR LES PATIENTS AYANT UNE PROTUBÉRANCE OSSEUSE	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16 ⇒250LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒325 LBS
CONTOUR	RECOMMANDÉ POUR LES PATIENTS AVEC UNE PROTUBÉRANCE OSSEUSE	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16 ⇒250LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒350 LBS
CLASSIQUE XS	RECOMMANDÉ POUR LES PATIENTS AVEC UNE PROTUBÉRANCE OSSEUSE	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16⇒225LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒250LBS
CONTOUR XS	RECOMMANDÉ POUR LES PATIENTS AVEC UNE PROTUBÉRANCE OSSEUSE	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16⇒225LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒250LBS
SLIMLINE	RÉDUIT LES RÉACTIONS CUTANÉES	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16⇒225LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒250LBS
SLIMLINE XS	RÉDUIT LES RÉACTIONS CUTANÉES	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16⇒200LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒225LBS
SPORT	RÉDUIT LES RÉACTIONS CUTANÉES	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16⇒225LBS DIMENSION PLUS DE 17"⇒250LBS
CORBEE		JUSQU'À 175 LBS



Supracor®

Technology You Can Get Comfortable With®

CONTOUR PÉDIATRIQUE		JUSQU'À 125 LBS
BARIATRIQUE	RECOMMANDÉ POUR LES PATIENTS DE PLUS DE 275 LBS	JUSQU'À 650 LBS
SMART	RÉDUIT LES RÉACTIONS CUTANÉES —NON RECOMMANDÉ POUR LES PATIENTS AYANT DES PROTUBÉRANCES OSSEUSES	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16 ⇒ 200LBS DIMENSION PLUS DE 17" ⇒ 225LBS
SILVER	RÉDUIT LES RÉACTIONS CUTANÉES	DIMENSION JUSQU'À 16 x 16 ⇒ 175 LBS DIMENSION PLUS DE 17" ⇒ 200LBS