



Date :	N° de commande :
Nom du client :	Prénom du client :
Nom de l'intervenant :	
Établissement :	
Adresse :	
Téléphone :	Télécopieur :
Adresse courriel :	

Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Recevoir l'infolettre Physipro	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

COUSSINS DE POSITIONNEMENT EN MICROBILLES

Composition

Les coussins de positionnement sont composés de microbilles de polystyrène légères, maintenues dans une enveloppe imperméable en Startex gris.

Housses esthétiques disponibles


- Housse en Startex gris imperméable avec fermeture éclair
- Housse en bambou perméable avec fermeture éclair

Caractéristiques


Prévient l'apparition d'escarres au niveau :

- De la région du sacrum, des ischions
- De la région trochantérienne
- Des coudes et des talons
- Des malléoles et des genoux


COUSSIN BOUÉE MODULAIRE DE FORME CIRCULAIRE

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	QUANTITÉ
 Coussin bouée	Coussin bouée de forme circulaire Dimensions : 18" x 18" (46 cm x 46 cm) Poids : 1,1 lb	LI8410	96 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8415	70 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8415_BAMBOU	88 \$ ch.	


COUSSIN 1/2 BOUÉE

 Coussin 1/2 bouée	Coussin 1/2 bouée Dimensions : 23 1/2" x 13 1/2" (60 cm x 34 cm) Poids : 0,8 lb	LI8310	90 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8315	70 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8315_BAMBOU	88 \$ ch.	


COUSSIN UNIVERSEL






 Coussin universel	Coussin universel - Taille petite Dimensions : 14 1/2" x 10" (37 cm x 25 cm) Poids : 0,5 lb	LI8320	80 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8325	61 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8325_BAMBOU	76 \$ ch.	
	Coussin universel - Taille moyenne Dimensions : 22" x 15 1/2" (56 cm x 39 cm) Poids : 1,27 lb	LI8330	86 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8335	68 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8335_BAMBOU	80 \$ ch.	

COUSSIN BASE CYLINDRIQUE

 Coussin base cylindrique	Coussin base cylindrique Dimensions : 8" x 23 1/2" (20 cm x 60 cm) Poids : 1,4 lb	LI8340	81 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8345	59 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8345_BAMBOU	76 \$ ch.	

COUSSIN D'ABDUCTION

 Coussin d'abduction	Coussin d'abduction Dimensions : 13 1/2" x 11" (34 cm x 28 cm) Poids : 0,9 lb	LI8370	79 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8375	57 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8375_BAMBOU	76 \$ ch.	

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MAIN ET TALON				
PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	QUANTITÉ
 <p>Coussin de positionnement de main et talon</p>	Coussin de positionnement pour main Dimensions : 15" x 8" (38 cm x 20 cm) Poids : 0,5 lb	LI8360	66 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8365	59 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8365_BAMBOU	70 \$ ch.	
	Coussin de positionnement pour talon Dimensions : 15" x 8" (38 cm x 20 cm) Poids : 0,5 lb	LI8350	66 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8355	59 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8355_BAMBOU	70 \$ ch.	
COUSSIN DEMI-LUNE				
 <p>Coussin demi-lune</p>	Coussin demi-lune Dimensions : 54" x 31 1/2" (137 cm x 80 cm) Poids : 4,2 lb	LI8390	181 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8395	129 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8395_BAMBOU	144 \$ ch.	
COUSSIN DE POSITIONNEMENT LATÉRAL 30°				
 <p>Coussin de positionnement latéral 30°</p>	Coussin de positionnement latéral 30° - Moins de 65" (165 cm) Dimensions : 67" x 29" (170 cm x 74 cm) Poids : 4,4 lb	LI8400	167 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8405	112 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8405_BAMBOU	129 \$ ch.	
	Coussin de positionnement latéral 30° - Plus de 65" (165 cm) Dimensions : 71 1/2" x 21" (182 cm x 53 cm) Poids : 4,8 lb	LI8380	174 \$ ch.	
	Housse en Startex	LI8385	112 \$ ch.	
	Housse en bambou	LI8385_BAMBOU	129\$ ch.	
SAC DE TRANSPORT				
 <p>Sac de transport</p>	Sac de transport Dimensions : 31 1/2" x 35 1/2" (80 cm x 90 cm) Poids : 1,43 lb	LI8420	209 \$ ch.	
ENSEMBLE COMPLET				
 <p>Ensemble complet</p>	Ensemble complet de coussins de positionnement en microbilles Inclus un sac de transport et un coussin des modèles suivants:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouée de forme circulaire; ▪ 1/2 Bouée; ▪ Coussin universel - taille petite; ▪ Coussin universel - taille moyenne; ▪ Basse cylindrique; ▪ Coussin d'abduction; ▪ Coussin pour main; ▪ Coussin pour talon; ▪ Demi-lune; ▪ Coussin latéral 30° de votre choix. 			
	Ensemble complet avec coussin latéral 30° - Moins de 65" (165 cm)	LI8300	1100 \$ ch.	
Ensemble complet avec coussin latéral 30° - Plus de 65" (165 cm)	LI8305	1100 \$ ch.		

COUSSINS DE POSITIONNEMENT EN LATEX

Composition

Le coussin de positionnement goutte d'eau est composé de mousse de rembourrage recouvert de latex 1".

Housses esthétiques disponibles


- Housse en Startex gris imperméable avec fermeture éclair
- Housse en bambou perméable avec fermeture éclair

Caractéristiques

Fournit un soutien postural;
Prévient l'apparition d'escarres au niveau :

- De la région du sacrum, des ischions
- De la région trochantérienne
- Des coudes et des talons
- Des malléoles et des genoux

COUSSIN GOUTTE D'EAU

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE	PRIX	QUANTITÉ
 Coussin goutte d'eau	Coussin goutte d'eau Dimensions : 12" x 8" x 28" (30 cm x 20 cm x 71 cm) Poids : 2,7 lb	LI8435	\$180 ch.	
	Housse en Startex	LI8437	\$85 ch.	
	Housse en bambou	LI8436	\$105 ch.	

CE QUE VOUS DÉSIREZ NE SE TROUVE PAS SUR CE DEVIS?

Décrivez-nous votre besoin ci-dessous. Notre service à la clientèle évaluera votre demande et vous remettra une soumission détaillée.

NOTES :