





Date :		No de commande :	
Nom du client :		Prénom du client :	
Nom de l'intervenant :			
Établissement :			
Adresse :			
Téléphone :		Télécopieur :	
Adresse courriel :			
<input type="checkbox"/>	Confirmation par courriel	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Recevoir l'infolettre Physipro	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>





★ OPTIONS SANS FRAIS
 LES OPTIONS RÉFÉRENCÉES PAR
 LES ASTÉRISQUES ROUGES SERONT
 INCLUSES SANS FRAIS SI COMMANDÉES
 EN MÊME TEMPS QUE LE DOSSIER.
 (VALIDES SEULEMENT POUR LES
 SERVICES D'AIDES TECHNIQUES)

	Spécification de prix
	Spécification technique

AXIS SURFACE VELCRO - DOSSIER À TENSION RÉGLABLE

- Axis Surface Velcro (DV5224-...) 301\$: Inclus le système de courroie, une housse Surface Velcro et le rabat.
- Housse Surface Velcro additionnelle ou de remplacement (DAPV5224-...) 90\$: La housse permet l'installation d'éléments fixés à velcro.
- Housse d'incontinence (PD50715) 60\$: Enveloppe transparente avec fermeture à velcro.

DIMENSIONS

	DIMENSION (21" ET PLUS) : Surcharge payable de 60\$ pour une largeur et/ou une hauteur de plus de 20". (D5208)	
	LARGEUR (10" à 24")	HAUTEUR (10" à 24") - Ajustement en hauteur ± 1".
	Mesure prise à l'extérieure des montants de dossier.	 Mesure prise à partir du dessous des poignées jusqu'aux longerons de siège.
	<input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/> 11" <input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21"▲ <input type="checkbox"/> 22"▲ <input type="checkbox"/> 23"▲ <input type="checkbox"/> 24"▲	<input type="checkbox"/> 10" (10"-11") <input type="checkbox"/> 12" (12"-13") <input type="checkbox"/> 14" (14"-15") <input type="checkbox"/> 16" (16"-17") <input type="checkbox"/> 18" (18"-19") <input type="checkbox"/> 20" (20"-21") <input type="checkbox"/> 22" (22"-23")▲ <input type="checkbox"/> 24" (24"-25")▲

COUSSIN DE DOSSIER

Coussin standard (DM5224-...) S/F : Le coussin est fabriqué en uréthane 1" (couche inférieure) et viscose 1/2" (couche finition).

Coussin non-standard
 Épaisseur maximale : 1 1/2"


Indiquez l'ordre de fabrication dans les cases de mousses sélectionnées.







Couches	
A	Inférieure
B	Centrale ou finition
C	Finition








ORDRE	CHOIX DE MOUSSE	PRIX	Notes :
	E.V.A. (mousse de construction) 1/4" (VR9085-VNC)	23 \$ ★	
	Uréthane 1/2" (VR10341)	23 \$ ★	
	Uréthane 1" (VR10077)	27 \$ ★	
	Viscose 1/2" (VR10342)	27 \$ ★	
	Viscose 1" (VR10073)	36 \$ ★	
	Latex 1" (VR10085C)	43 \$	
	Mousse mémoire souple 1/2" (VR10343)	29 \$	
	Mousse mémoire souple 1" (VR10344)	40 \$	

ÉLÉMENTS DE FORME


 **FIXATION (SANS HOUSSE) STRATIFIÉ ET À VELCRO :** Les éléments sont fixés sur la mousse à l'intérieur de la housse du dossier.

BISEAU THORACIQUE		BISEAU LOMBAIRE		BISEAU DORSO-LOMBAIRE	
	<input type="checkbox"/> Ferme (D3380-...) - 24 \$ ★ (E.V.A.)		<input type="checkbox"/> Ferme (D3400-...) - 24 \$ ★ (E.V.A.)		<input type="checkbox"/> Ferme (D3390-...) - 24 \$ ch. ★ (E.V.A.) <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> D
	<input type="checkbox"/> Housse (D3388-...) - 39 \$		<input type="checkbox"/> Housse (D3408-...) - 39 \$		<input type="checkbox"/> Housse (D3396-...) - 39 \$ ch.
	<input type="checkbox"/> Souple (D3385-...) - 21 \$ ★ (Uréthane)		<input type="checkbox"/> Souple (D3405-...) - 21 \$ ★ (Uréthane)		<input type="checkbox"/> Souple (D3395-...) - 21 \$ ch. ★ (Uréthane) <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> D
	<input type="checkbox"/> Housse (D3389-...) - 39 \$		<input type="checkbox"/> Housse (D3409-...) - 39 \$		<input type="checkbox"/> Housse (D3397-...) - 39 \$ ch.
Épaisseur : <input type="checkbox"/> 1" <input type="checkbox"/> 1 1/2" <input type="checkbox"/> 2"		Épaisseur : <input type="checkbox"/> 1" <input type="checkbox"/> 1 1/2" <input type="checkbox"/> 2"		Épaisseur : <input type="checkbox"/> 1" <input type="checkbox"/> 1 1/2" <input type="checkbox"/> 2"	
L : _____" H : _____"		L : _____" H : _____"		L : _____" H : _____"	
Fixation (sans housse)  <input type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/> Velcro		Fixation (sans housse)  <input type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/> Velcro		Fixation (sans housse)  <input type="checkbox"/> Stratifié <input type="checkbox"/> Velcro	


ÉLÉMENTS DE FORME (SUITE)

 FIXATION À VELCRO : La butée sacro-lombaire sans housse est fixée sur la mousse à l'intérieur de la housse du dossier.			
BUTÉE SACRO-LOMBAIRE			
 <p>Butée sacro-lombaire en E.V.A. </p>	<input type="checkbox"/> Ferme (E.V.A.) - Format #1 (D3425) – 35 \$ ★ L : 9½" É : 1" H : 10" <input type="checkbox"/> Housse pour butée ferme #1 (D4021) – 55 \$	 <p>Butée sacro-lombaire en uréthane </p>	<input type="checkbox"/> Souple (Uréthane) - Format #1 (D3410) – 24 \$ ★ L : 9½" É : 1" H : 10" <input type="checkbox"/> Housse pour butée souple #1 (D4020) – 55 \$
	<input type="checkbox"/> Ferme (E.V.A.) - Format #2 (D3430) – 35 \$ ★ L : 9½" É : 1½" H : 11" <input type="checkbox"/> Housse pour butée ferme #2 (D4031) – 55 \$		<input type="checkbox"/> Souple (Uréthane) - Format #2 (D3415) – 24 \$ ★ L : 9½" É : 1½" H : 11" <input type="checkbox"/> Housse pour butée souple #2 (D4030) – 55 \$
	<input type="checkbox"/> Ferme (E.V.A.) - Format #3 (D3435) – 35 \$ ★ L : 9½" É : 2" H : 12" <input type="checkbox"/> Housse pour butée ferme #3 (D4043) – 55 \$		<input type="checkbox"/> Souple (Uréthane) - Format #3 (D3420) – 24 \$ ★ L : 9½" É : 2" H : 12" <input type="checkbox"/> Housse pour butée souple #3 (D4040) – 55 \$


APPUI-THORACIQUES À FIXATION VELCRO

PRODUIT	DESCRIPTION	CODE SANS coussin d'appoint	CODE AVEC coussin d'appoint	PRIX	G	D			
APPUI-THORACIQUE FAÇONNÉ									
 <p>90° Façonné</p>	Format #1	Largeur	Profondeur	Hauteur	D3975	D3975-V	120 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6"	5 ½"	14 ½"					
	Housse de rechange				D3980	D3980-V	55 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Format #2	Largeur	Profondeur	Hauteur	D3985	D3985-V	120 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6"	6 ½"	14 ½"					
	Housse de rechange				D3990	D3990-V	55 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pédiatrique	Largeur	Profondeur	Hauteur	D3976	D3976-V	120 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4 ½"	4 ½"	10 ½"						
Housse de rechange				D3986	D3986-V	55 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

APPUI-THORACIQUE ANTI-EFFET HAMAC

 <p>102° Anti-effet hamac</p>	Format #1	Largeur	Profondeur	Hauteur	D3995	D3995-V	120 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6"	5 ½"	14 ½"					
	Housse de rechange				D4000	D4000-V	55 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Format #2	Largeur	Profondeur	Hauteur	D4005	D4005-V	120 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6"	6 ½"	14 ½"					
	Housse de rechange				D4010	D4010-V	55 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pédiatrique	Largeur	Profondeur	Hauteur	D3996	D3996-V	120 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4 ½"	4 ½"	10 ½"						
Housse de rechange				D3997	D3997-V	55 \$ ch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

COUSSIN D'APPOINT

 <p>Coussin d'appoint</p>	<p>Le coussin d'appoint uniformise la surface du dossier lorsqu'il est utilisé avec les appuis-thoraciques à fixation velcro afin d'optimiser le confort. Coussin en uréthane ½" et fixé à velcro.</p>
	<input type="checkbox"/> Format #1 (D4045) – 169 \$ Largeur : 12" Hauteur : Adaptée au dossier
	<input type="checkbox"/> Format #2 (D4050) – 169 \$ Largeur : 14" Hauteur : Adaptée au dossier

NOTES :