

Date :	No de commande :	Siège social Les Équipements adaptés Physipro inc. 370, 10 ^e avenue Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7 Téléphone : (819) 823-2252 ou 800 668-2252 Télécopieur : (819) 565-3337 Courriel : info@physipro.com
Nom de l'intervenant :		Succursale Europe 461, St-Léonard, Bâtiment D10, 49 000, Angers, France Téléphone : 02 41 69 38 01 Télécopieur : 02 41 69 43 32 Courriel : contact@physipro.fr
Nom du client :		
L'établissement :		Site Internet : www.physipro.com
Adresse :		
Téléphone :	Télécopieur :	

Accessoires et soins personnels Stimulite® :

Housse On Top®

Support lombaire

Accessoires coussin

Oreiller Stimulite®

Feuilles nids d'abeilles Stimulite®

Coussin angulaire ajustable

Tapis confort

Oreiller de voyage

Matelas de berceau Stimulite®

Housse Stimulite® On Top®

Qté	Dimensions	Codes	Prix
	14" x 14"	SOT1414	157 \$
	16" x 16"	SOT1616	157 \$
	18" x 18"	SOT1818	157 \$
	20" x 20"	SOT2020	157 \$



Placez simplement la housse Stimulite® sur n'importe quel coussin et il sera protégé de la chaleur et de l'humidité, comme par magie. Lavable à la machine.



Le support lombaire amovible, aux lignes pures et perméable à l'air, améliore la posture, soulage la pression et garde le corps au frais et au sec. Sur une chaise ou dans la voiture, il s'ajuste avec une courroie. Lavable à la machine.

Support lombaire

Qté	Dimensions	Codes	Prix
	Taille unique	LSUPP	122 \$

Coussin angulaire ajustable


✓	Épaisseur	✓	Dimensions	Codes	Prix
	1"		14" x 10"	WEDGE14101	120 \$
	1"		15" x 10"	WEDGE15101	120 \$
	2"		14" x 10"	WEDGE14102	120 \$
	2"		15" x 10"	WEDGE15102	120 \$



Recouvert de velours côtelé, se fixe facilement à la base du coussin avec les attaches de Velcro.

Oreiller Stimulite®

Qté	Description	Codes	Prix
	3" d'épaisseur, 15" x 19"	PIL	294 \$



Rafraîchissant et confortable à souhait.

suite accessoires Stimulite®

Des feuilles qui respirent et améliorant la qualité des sièges et des surfaces d'appui.



Feuilles d'alvéoles 24 x 24 Stimulite®			
Qté	Description	Codes	Prix
	feuille sans pellicule, de 1/2" d'épaisseur	SBS-1	131 \$
	feuille sans pellicule mou, de 1/2" d'épaisseur	SBS-1S	131 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté, de 1/2" d'épaisseur	SBS-2	126 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté mou, de 1/2" d'épaisseur	SBS-2S	126 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté x-mou, de 1/2" d'épaisseur	SBS-2XS	126 \$
	feuille avec tissus sur 1 côté, de 1/2" d'épaisseur	SBS-3	132 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté, de 11/16" d'épaisseur	SBS-4	150 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté, de 1" d'épaisseur	SBS-5	198 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté mou, de 1" d'épaisseur	SBS-5S	198 \$
	feuille avec pellicule sur 1 côté x-mou, de 1" d'épaisseur	SBS-5XS	283 \$
	Feuille double avec pellicule sur 1 côté, de 3/4" & 1/4" d'épaisseur	SBS-6	231 \$
	Feuille ferme avec pellicule sur 2 côté, de 3/4" d'épaisseur	SBS-7	150 \$
	Paquet complet de feuilles: SBS-1 à SBS-7	SBS-800	1 104 \$

Tapis de confort Stimulite®

Qté	Description	Codes	Prix
	Tapis de confort	WELLNESSMAT	368 \$



Laissez-vous masser pendant vos étirements! Lorsque vous bouger, les alvéoles fléchissent et créent un effet de massage qui stimule le flux sanguin et apporte de l'oxygène aux tissus.




Relaxant et confortable, l'oreiller de voyage Stimulite® peut vous suivre partout. Doux et d'un bon maintien, il supporte la tête et le cou en laissant circuler l'air et évacuer l'humidité.

Oreiller de voyage Stimulite®

Qté	Description	Codes	Prix
	Oreiller de voyage	PILT	208 \$

Matelas de berceau Stimulite®

Qté	Description	Codes	Prix
	Matelas de berceau	BASSINETMATTRESS	422 \$



Des milliers de perforations de la structure alvéolaire permettent à l'air de circuler à la verticale et à l'horizontale et aide à prévenir la mort subite du nourrisson.

